

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Monoart® TOWEL UP!
(Monoart® TOWEL UP! Салфетки)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Абсорбирующие профессиональные салфетки, предотвращающие протекание жидкостей. Предназначены для защиты и обеспечения комфорта пациента. Представляют собой надежный барьер для влаги.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 45x33 см.

Слой бумаги из чистых целлюлозных волокон и слой из полиэтилена, соединенные между собой и тисненые.

Содержит: бумага (целлюлоза) 28 г/ м², полиэтилен 8 мкм.

Цвета: белый, голубой, бирюзовый, зеленый, розовый, желтый, лиловый, оранжевый, серый, черный, синий, темно-зеленый, зеленый, бургунди, лайм, флорал лайм, флорал голубой, флорал лиловый, флорал розовый.

ДОЗИРОВКА

не применимо

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

не применимо

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не использовать повторно. Повторное использование может вызвать у пациента острую или хроническую инфекцию. Поддерживайте чистоту среды, в которой хранятся данные изделия и проводите надлежащие гигиенические процедуры при их использовании.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ

не применимо

ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И / ИЛИ НОРМЫ

Изделия могут классифицироваться в некоторых странах как изделия медицинского назначения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделия при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении.
Не хранить под прямыми солнечными лучами.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не ограничен.

УПАКОВКА

50 штук в упаковке, 10 упаковок в коробке.

Вся техническая информация, представленная в данном документе, предоставлена нам нашими поставщиками сырья под их собственную ответственность.

Уполномоченный представитель производителя

Euronda S.p.A. (Италия)

(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:

ООО "Белэксподент"

220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240

Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

email: belexpodent@yandex.ru

web: belexpodent.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	MONOART® EM 15 SALIVA EJECTOR (MONOART® EM 15 Слюноотсосы)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Одноразовые гибкие слюноотсосы, изготовленные из безопасного поливинилхлорида различных цветов, с металлической омедненной проволокой внутри.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ø Диаметр 6,5 мм, длина 12,5 см и 15 см. Цвета: прозрачный, зеленый, лайм, бирюзовый, синий, желтый, оранжевый, лиловый, розовый, бургунди.
ДОЗИРОВКА	не применимо
ЗНАКИ ОПАСНОСТИ	не применимо
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	Не использовать повторно. Повторное использование может вызвать у пациента острую или хроническую инфекцию. Поддерживайте чистоту среды, в которой хранятся данные изделия и проводите надлежащие гигиенические процедуры при их использовании.
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ	не применимо
ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И / ИЛИ НОРМЫ	Директива 93/42/ЕЕС с последующей поправкой 2007/47/ЕС. Изделие медицинского назначения, класс II а. UNI EN ISO 10993-1:2010 Биологическая оценка изделий медицинского назначения.

ХРАНИЕНИЕ

Хранить изделия при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не ограничен.

УПАКОВКА

Упаковка из 100 штук; коробка из 50 упаковок.

Вся техническая информация, представленная в данном документе, предоставлена нам нашими поставщиками сырья под их собственную ответственность.

Уполномоченный представитель производителя

Euronda S.p.A. (Италия)

(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:

ООО "Белэксподент"

220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240

Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

email: belexpodent@yandex.ru

web: belexpodent.by

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

MONOART® EM 19 ASPIRATOR TIP
(MONOART® EM 19 КАНЮЛИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ)

MONOART® EM 21 ASPIRATOR TIP
(MONOART® EM 21 КАНЮЛИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ)

MONOART® EM 40 ASPIRATOR TIP
(MONOART® EM 40 КАНЮЛИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Универсальные изогнутые канюли для аспирации, автоклавируемые.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержат пищевой полипропилен разных цветов.

ЕМ19: 16 мм (диаметр насадки), 130 мм (длина), цвета: зеленый, лайм, синий, желтый, оранжевый, лиловый, розовый, бургунди, серый.

ЕМ21: 11 мм (диаметр насадки), 150 мм (длина), цвета: зеленый, лайм, синий, желтый, оранжевый, лиловый, розовый, бургунди, серый.

ЕМ40: 11 мм (диаметр насадки), 200 мм (длина), цвет: серый.

ДОЗИРОВКА

не применимо

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

не применимо

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	Указано на упаковке.
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ	не применимо
ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И / ИЛИ НОРМЫ	Директива 93/42/CEE с последующей поправкой 2007/47/CE. Изделие медицинского назначения, класс II а.
ХРАНЕНИЕ	Упаковка должна быть защищена от пыли, влаги и риска повторного загрязнения. Хранить новые или неиспользованные канюли в сухом и чистом месте. - Температура воздуха: +15 °C - +25°C - Относительная влажность: 45-60%
СРОК СЛУЖБЫ	Автоклавирование (стерилизация паром) до 100 циклов.
УПАКОВКА	Упаковка из 10 штук.

Вся техническая информация, представленная в данном документе, предоставлена нам нашими поставщиками сырья под их собственную ответственность.

Уполномоченный представитель производителя
Euronda S.p.A. (Италия)
 (в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент"
 220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
 Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99
 email: belexpodent@yandex.ru
 web: belexpodent.by