

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стол под медицинскую аппаратуру предназначен для хранения и передвижения медицинской аппаратуры.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры, ВхШхД, мм	Масса, кг
Стол под медицинскую аппаратуру	От 800×300×300 до 1000×2000×1000	От 30 до 150

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Стол под медицинскую аппаратуру	1
Паспорт	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Стол может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 60%.

4.2 После поставки, стол извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использованием неисправного изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стол.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на стол. Нагрузка на полку из листа х/к – не более 30 кг. Нагрузка на полку из ЛДСП – не более 40 кг. Нагрузка на ящик – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стол не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов стола, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей стола не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Стол можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов стола не допускается его складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации стола – 18 месяцев со дня получения.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт стола или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, Потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющего гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, Потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи с Потребителем на сайте <http://vitkult.by/kontakty>

- по e-mail: info@vitkult.by

- по телефону тел./факс 8 (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;

- путем отправки письменного уведомления по адресу 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский манипуляционный предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры, ВхШхД, мм	Масса, кг
Столик медицинский манипуляционный	От 960×300×300 до 1200×1000×1000	От 15 до 30

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский манипуляционный	1
Паспорт	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Столик может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 60%.

4.2 После поставки, столик извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использование неисправного изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на столик.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на столик. Нагрузка на полку из нержавеющей стали, из листа х/к - не более 15 кг. Нагрузка на стеклянную полку – не более 10 кг. Нагрузка на ящик – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столик можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается его складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации столика – 18 месяцев со дня получения.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, Потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющего гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, Потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи с Потребителем на сайте <http://vitkult.by/kontakty>
- по e-mail: info@vitkult.by
- по телефону тел./факс 8 (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;
- путем отправки письменного уведомления по адресу 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский процедурный предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры, ВхШхД, мм	Масса, кг
Столик медицинский процедурный	От 960×300×300 до 1200×1000×1000	От 15 до 30

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский процедурный	1
Паспорт	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Столик может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 60%.

4.2 После поставки, столик извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использование неисправного изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на столик.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на столик. Нагрузка на полку из нержавеющей стали, из листа х/к - не более 15 кг. Нагрузка на стеклянную полку – не более 10 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столик можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается его складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации столика – 18 месяцев со дня получения.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, Потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющего гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, Потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи с Потребителем на сайте <http://vitkult.by/kontakty>

- по e-mail: info@vitkult.by

- по телефону тел./факс 8 (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;

- путем отправки письменного уведомления по адресу 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский палатный предназначен для размещения вещей, принятия пищи.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры, ВхШхД, мм	Масса, кг
Столик медицинский палатный	От 800×500×500 до 900×1000×1000	От 20 до 40

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский палатный	1
Паспорт	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Столик может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 60%.

4.2 После поставки, столик извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использование неисправного изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на стол ногами, и прилагать воздействие иной внешней силы на стол.

5.3 Нагрузка на стол должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на стол. Нагрузка на стол из нержавеющей стали, из листа х/к – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по опорам не допустимы.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столик можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается его складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации столика – 18 месяцев со дня получения.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, Потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющего гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, Потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи с Потребителем на сайте <http://vitkult.by/kontakty>
- по e-mail: info@vitkult.by
- по телефону тел./факс 8 (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;
- путем отправки письменного уведомления по адресу 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стеллажи медицинские СММ, СМНМ (далее-стеллажи) предназначены для складирования лекарственных препаратов, медикаментов, расходных материалов документов, инвентаря, применяются для обустройства лечебных либо других помещений.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм	Масса, кг
Стеллаж медицинский СММ	От 1000×500×200 до 2200×3000×1000	От 25 до 90
Стеллаж медицинский СМНМ	От 1000×500×200 до 2200×3000×1000	От 25 до 90

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Стеллаж медицинский	1
Болты	От 16 до 64
Гайки	От 16 до 64
Паспорт	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Стеллажи могут эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 60%.

4.2 После поставки, стеллажи извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использование не-исправного изделия.

4.4 При соотношении высоты стеллажа к его глубине больше или равным 5, либо при высоте более 2,5м зафиксируйте стойки к стене и (или) с ближайшим рядом стеллажей.

4.5 Одиночно стоящие стеллажи закрепите к стене не менее, чем в 4-х точках.

4.6 При установке стеллажей в ряд, соедините их между собой болтом М6х25 и гайкой М6 (по два соединения на каждую стойку). Соединение производите внизу и вверху стоек стеллажа в первом свободном отверстии под уголком жесткости. При затяжке болтовых соединений следите, чтобы не происходило деформации стоек под головкой болта и гайкой.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Не допускается самопроизвольное наращивание стоек стеллажа.

5.3 Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.

5.4 Для устойчивого положения стеллаж необходимо устанавливать на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали не более 2 мм на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.

5.5 Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящегося под нагрузкой.

5.6 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на полку и стойку.

5.7 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и стойкам не допустимы.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стеллаж не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов стеллажа, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей стеллажа не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов стеллажа не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеллажей требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации стеллажей – 18 месяцев со дня получения.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт стеллажа или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной

приемке, Потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющего гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, Потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи с Потребителем на сайте <http://vitkult.by/kontakty>
- по e-mail: info@vitkult.by
- по телефону тел./факс 8 (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;
- путем отправки письменного уведомления по адресу 210009, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский процедурный предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм	От 960×300×300 до 1200×1000×1000	
Масса, кг	От 15 до 30	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский процедурный	1
Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Столик медицинский процедурный поставляется в собранном виде. Столик состоит из: каркаса металлического, полки, ящика, колес, ручки.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на столик.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на столик. Нагрузка на полку из нержавеющей стали, из

листа х/к - не более 15 кг. Нагрузка на стеклянную полку – не более 10 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столики можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Столик медицинский процедурный соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на столик составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский палатный предназначен для размещения вещей, принятия пищи.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм	От 800×500×500 до 900×1000×1000	
Масса, кг	От 20 до 40	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский палатный	1
Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Столик медицинский палатный поставляется в собранном виде. Столик состоит из: каркаса металлического, столешницы.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на стол ногами, и прилагать воздействие иной внешней силы на стол.

5.3 Нагрузка на стол должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на стол. Нагрузка на стол из нержавеющей стали, из листа х/к – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по опорам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столики можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Столик медицинский палатный соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на столик составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Столик медицинский манипуляционный предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм	От 960×300×300 до 1200×1000×1000	
Масса, кг	От 15 до 30	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Столик медицинский манипуляционный	1
Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Столик медицинский манипуляционный поставляется в собранном виде. Столик состоит из: металлического каркаса, ящиков, полочек, колес.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на столик.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на столик. Нагрузка на полку из нержавеющей стали, из

листа х/к - не более 15 кг. Нагрузка на стеклянную полку – не более 10 кг. Нагрузка на ящик – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов столика, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей столика не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столики можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов столика не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Столик медицинский манипуляционный соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на столик составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт столика или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стол под медицинскую аппаратуру предназначен для хранения и передвижения медицинской аппаратуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм	От 800×300×300 до 1000×2000×1000	
Масса, кг	От 30 до 150	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Стол под медицинскую аппаратуру	1
Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Стол под медицинскую аппаратуру поставляется в собранном виде. Стол состоит из: каркаса металлического, столешницы, ящика, колес.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стол.

5.3 Нагрузка на полку должна быть равномерно распределена.

5.4 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на стол. Нагрузка на полку из листа х/к – не более 30 кг.

Нагрузка на полку из ЛДСП – не более 40 кг. Нагрузка на ящик – не более 15 кг.

5.5 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и опорам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стол не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов стола, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей стола не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Столы можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов стола не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Стол под медицинскую аппаратуру соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на стол составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт стола или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стеллаж медицинский СМНМ предназначен для складирования лекарственных препаратов, медикаментов, расходных материалов, документов, инвентаря, для обустройства лечебных либо других помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	От 1000×500×200 до 2200×3000×1000	
Масса, кг	От 25 до 90	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.	Фактическое количество, шт.
Стеллаж медицинский СМНМ	1	1
Болты	От 16 до 64	
Гайки	От 16 до 64	
Паспорт	1	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Стеллаж поставляется в собранном виде. Стеллаж состоит из стоек, полок. При соотношении высоты стеллажа к его глубине больше или равным 5, либо при высоте более 2,5м необходимо зафиксировать стойки к стене и (или) с ближайшим рядом стеллажей. Одиночно стоящие стеллажи должны иметь крепление к стене не менее, чем в 4-х точках. При установке стеллажей в ряд, их необходимо соединить между собой болтом М6х25 и гайкой М6 (по два

соединения на каждую стойку). Соединение производить внизу и вверху стоек стеллажа в первом свободном отверстии под уголком жесткости. При затяжке болтовых соединений следить, что бы не происходило деформации стоек под головкой болта и гайкой.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.

5.2 Не допускается самопроизвольное наращивание стоек стеллажа.

5.3 Запрещается вставать на полки ногами, облачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.

5.4 Для устойчивого положения стеллаж необходимо устанавливать на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали не более 2 мм на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.

5.5 Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящегося под нагрузкой.

5.6 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на полку и стойку.

5.7 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и стойкам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стеллаж не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов стеллажа, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей стеллажа не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов стеллажа не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Стеллаж медицинский СМНМ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на стеллаж составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт стеллажа или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стеллаж медицинский СММ предназначен для складирования лекарственных препаратов, медикаментов, расходных материалов, документов, инвентаря, для обустройства лечебных либо других помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра по техническим условиям	Фактическое значение параметра
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	От 1000×500×200 до 2200×3000×1000	
Масса, кг	От 25 до 90	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.	Фактическое количество, шт.
Стеллаж медицинский СММ	1	1
Болты	От 16 до 64	
Гайки	От 16 до 64	
Паспорт	1	1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Стеллаж поставляется в собранном виде. Стеллаж состоит из стоек, полок. При соотношении высоты стеллажа к его глубине больше или равным 5, либо при высоте более 2,5м необходимо зафиксировать стойки к стене и (или) с ближайшим рядом стеллажей. Одиночно стоящие стеллажи должны иметь крепление к стене не менее, чем в 4-х точках. При установке стеллажей в ряд, их необходимо соединить между собой болтом М6х25 и гайкой М6 (по два

соединения на каждую стойку). Соединение производить внизу и вверху стоек стеллажа в первом свободном отверстии под углом жесткости. При затяжке болтовых соединений следить, что бы не происходило деформации стоек под головкой болта и гайкой.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Не допускается использование дефектных комплектующих.
- 5.2 Не допускается самопроизвольное наращивание стоек стеллажа.
- 5.3 Запрещается вставать на полки ногами, облакачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.
- 5.4 Для устойчивого положения стеллаж необходимо устанавливать на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали не более 2 мм на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.
- 5.5 Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящегося под нагрузкой.
- 5.6 Строго запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на полку и стойку.
- 5.7 Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по полкам и стойкам не допустимы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Стеллаж не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- 6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов стеллажа, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей стеллажа не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

6.4 Хранить изделия необходимо в сухих помещениях в упаковке производителя. Во избежание деформации элементов стеллажа не допускается их складирование, при котором элементы подвергаются изгибающим нагрузкам.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Стеллаж медицинский СММ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 300000278.004 – проект и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

М.П. _____

Подпись лица, ответственного за приемку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на стеллаж составляет 18 месяцев с момента поставки.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт стеллажа или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

