

УТВЕРЖДАЮ

Директор КУП ЛПМ «Могилевцы»

М.С.Русак

2022г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХАЛАТА МЕДИЦИНСКОГО МУЖСКОГО

Примечание:

Халат медицинский мужской предназначен для ношения в медицинских учреждениях, чтобы защитить медицинский персонал от передачи бактерий и частиц. Медицинские халаты предлагают максимальную безопасность и высокий уровень удобства во время работы.

Описание

Халат типа А - с центральной или со смещенной бортовой застежкой, с отложным воротником, с внешними передними и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельновыкраенная или из двух частей со швом посередине, с хлястиком на уровне талии. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы.

Халат типа Б с застежкой на пуговицы или на завязках сзади, со швом или без шва посередине переда, с поясом, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках, без воротника. Рукава одношовные втачные длинные с манжетами, застегивающимися на пуговицы.

Основные характеристики

Удобные в использовании, воздухопроницаемые, гигроскопичные.

Организация производитель

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»,

РБ, 225157 д.Могилевцы, ул.Прибольничная,7,Пружанский район, Брестская область

УНП 200125060 ОКПО 28817352

Тел.8(01632)48192

Меры предосторожности

Индивидуальная непереносимость сырья

Побочные действия

Аллергическая реакция

Упаковка

Халаты упаковываются в полиэтиленовую пленку по 10 штук, товарный ярлык наклеивается на упаковку и на каждое изделие.

Хранение

Халаты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.

Срок годности

Срок годности 1год. Не применять после истечения срока годности.