

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Управляющая организация

«ФАРМЛЭНД»» -

управляющей организации

ООО «Медватфарм»

Н.А.Баранов

2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БАТЫ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ

ТУ ВУ 590618205.021-2018

Копия
Заместитель
(по общим вопросам)
Н.Б. Кеснеров
10.11.2019



Инженер-технолог

ООО «Медватфарм»

Н.В.Ошурко

« 01 » 07 2019г.

Торговое название:

- Вата гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная
- Вата гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная
- Вата гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная

Описание:

Пушистая масса хорошо прочёсанных волокон, сохраняющих связь между собой и легко расслаивающихся на параллельные слои произвольной толщины.

Для стерилизации ваты используется паровой метод.

Состав:

100% хлопковое волокно.

Показания к применению:

- обработка кожного покрова, раневой поверхности;
- для дезинфекция области кожи перед инъекцией;
- для закрытия раневых поверхностей;
- для пропитывания, нанесения и удаление медицинских препаратов – лекарств наружного применения;
- наложение компрессов, ватно-марлевых повязок (сухих, влажных, согревающих) на различные части тела;
- для утепления забинтованных частей тела;
- в качестве прокладки при фиксации частей тела иммобилизующими шинами (гипсовые лангеты и повязки).

Противопоказания:

Не имеет противопоказаний. Предназначена для использования взрослыми и детьми.

Способ применения:

Для вскрытия бумажной упаковки стерильной ваты необходимо потянуть за нитку. Разорвав бумажную упаковку использовать по назначению. Вата является изделием однократного использования.

Срок годности (хранения) и условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Срок хранения нестерильной ваты – не ограничен.

Срок годности стерильной ваты – устанавливается в технологической документации в зависимости от способа упаковывания. Датой изготовления считается дата стерилизации.

Иванов Иван Иванович
(по общему верованию)
И.В. Иванов
И.И. Иванов

Упаковка:

Вата нестерильная упакована в пакеты из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен).

Вата стерильная упакована в два слоя бумаги. Для внутреннего слоя применяют бумагу обёрточную, для наружного слоя — пергамент растительный.

Допускается дополнительно упаковывать вату стерильную в пакеты из полимерных материалов.

Открытые края пакетов укупоривают путём термосваривания.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Медватфарм»
Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького, 91

Александр Кукла
Заместитель
(по общему ведению)
Н.В. Мещеряков
10.11.2020



