



Общество с ограниченной ответственностью «Бимед»
220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б

ОКПО: 379069945000, УНП 191296873

Тел/fax: (17) 250 05 88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by

Текущий р/с:(IBAN): BY15MTBK30120001093300063821
в ЗАО Минский Транзитный Банк(BIC) MTBKBY22

Инструкция по применению

Гидроколлоидный пластырь (с гелевыми подушечками) для влажных мозолей¹

Форма выпуска: пластыри различных размеров в виде овальных или прямоугольных полосок на полимерной основе с гидроколлоидной подушечкой или покрытые гидроколлоидной массой. Водонепроницаемы. Относятся к нестерильным изделиям.

Показания к применению: Только для наружного местного применения непосредственно для лечения мокрых (водяных) мозолей (волдырей), возникших вследствие механических отслоений и повреждений кожных покровов в результате трения. Могут применяться как в учреждениях здравоохранения, так и в быту.

Фармакологическое действие: Вступая в контакт с мозольной жидкостью, гидроколлоидная масса образует защищающую подушечку, которая изолирует рану от давления и трения. Впитывая жидкость из мозоли, она создает идеальные условия для заживления. Гидроколлоидный пластырь эффективнее, чем обычный, как настоящая «Вторая кожа» ускоряет процесс заживления и обеспечивает комфортные ощущения.

Способ применения: снять предохраняющую бумажную полоску и зафиксировать пластырь на ране. Снять верхнюю синюю защитную пленку (при наличии). Применять при потертостях, мозолях в том числе мокнущих (буллезных).

Для лучших результатов:

Мозольный пузырь нельзя прокалывать. Он эффективно защищает от инфекции.

Рану нужно обработать антисептиком, не содержащим спирт. Промыть.

Тщательно высушить рану стерильной салфеткой, наклеить пластырь.

Пластыри можно не снимать до его физического износа или отклеивания, после чего он может быть заменен на новый при необходимости.

Гарантии изготовителя: срок годности пластырей – до 5 лет с даты изготовления, при соблюдении надлежащих условий хранения. Срок годности указывается на упаковке.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в условиях защиты от попадания влаги, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Изготовитель: ООО «Бимед», 220059, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б; тел/факс: (+375-17) 250-05-88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by

Условия отпуска: без рецепта врача.

Директор ООО «Бимед»



Л.М. Сидорик



Общество с ограниченной ответственностью «Бимед»
220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б
ОКПО: 379069945000, УНП 191296873
Тел/fax: (17) 250 05 88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by
Текущий р/с:(IBAN): BY15MTBK30120001093300063821
в ЗАО Минский Транзитный Банк(BIC) MTBKBY22

Инструкция по применению¹ **Пластыри АНТИ-ШОК (на основе полиуретановой пены)**

Форма выпуска: выпускаются форме полосок с клеевым слоем на полиуретановой основе с абсорбирующей прокладкой. Относятся к нестерильным изделиям.

Показания к применению: Только для наружного применения. Применяется для защиты и лечения поврежденных участков кожи на теле пациента. Могут применяться как в учреждениях здравоохранения, так и в быту. Не применять пластыри с поврежденной упаковкой и с истекшим сроком годности.

Способ применения:

Очистить и подсушить поврежденное место. Снять с пластыря защитную пленку. Наложить пластырь на поврежденное место и прижать.

Гарантии изготовителя: срок годности пластырей – до 5 лет с даты изготовления, при соблюдении надлежащих условий хранения. Срок годности указывается на упаковке.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в условиях защиты от попадания влаги, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Изготовитель: ООО «Бимед», 220059, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б; тел/факс: (+375-17) 250-05-88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by

Директор ООО «Бимед»



Л.М. Сидорик

¹ Информация, содержащаяся в инструкции, нанесена на упаковку



Общество с ограниченной ответственностью «Бимед»
220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б
ОКПО: 379069945000, УНП 191296873
Тел/fax: (17) 250 05 88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by
Текущий р/с:(IBAN): BY15MTBK30120001093300063821
в ЗАО Минский Транзитный Банк(BIC) MTBKY22

Инструкция по применению¹ **Пластыри АНТИ-ШОК (на основе полиуретановой пены)**

Форма выпуска: выпускаются форме полосок с клеевым слоем на полиуретановой основе с абсорбирующей прокладкой. Относятся к нестерильным изделиям.

Показания к применению: Только для наружного применения. Применяется для защиты и лечения поврежденных участков кожи на теле пациента. Могут применяться как в учреждениях здравоохранения, так и в быту. Не применять пластыри с поврежденной упаковкой и с истекшим сроком годности.

Способ применения:

Очистить и подсушить поврежденное место. Снять с пластыря защитную пленку. Наложить пластырь на поврежденное место и прижать.

Гарантии изготовителя: срок годности пластырей – до 5 лет с даты изготовления, при соблюдении надлежащих условий хранения. Срок годности указывается на упаковке.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в условиях защиты от попадания влаги, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Изготовитель: ООО «Бимед», 220059, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б; тел/факс: (+375-17) 250-05-88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by

Директор ООО «Бимед»


 Л.М. Сидорик

¹ Информация, содержащаяся в инструкции, нанесена на упаковку