

УТВЕРЖДАЮ

Директор
УП «Сиринга» ООО «БелОИ»

Ю.В. Марковский

«24» ноября 2022 г.



Инструкция по применению изделий марлевых медицинских

1. Соответствие

Изделия марлевые медицинские изготовлены согласно требований технических условий ТУ BY 100104010.001-2008 изм.3.

2. Назначение

Изделия марлевые медицинские предназначены для наложения и фиксации перевязочных средств при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах или после оперативного вмешательства, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.

3. Номенклатура изготавливаемых изделий

Отрез марлевый медицинский, размеры:

ширина 80 см, длина 1, 2, 3, 5, 10 м;
ширина 90 см, длина 1, 2, 3, 5, 10 м;
ширина 100 см, длина 1, 2, 3, 5, 10 м.

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размеры:

5 м x 5 см; 5 м x 7 см; 5 м x 10 см; 5 м x 14 см;
7 м x 5 см; 7 м x 7 см; 7 м x 10 см; 7 м x 14 см;
10 м x 5 см; 10 м x 7 см; 10 м x 10 см; 10 м x 16 см;

Бинт марлевый медицинский стерильный, размеры:

5 м x 10 см; 7 м x 14 см;

Салфетка марлевая медицинская нестерильная, размеры:

5,0 см x 5,0 см; 5,0 см x 7,5 см; 7,5 см x 7,5 см; 10,0 см x 5,0 см; 10,0 см x 6,0 см; 10,0 см x 7,5 см; 10,0 см x 10,0 см; 15,0 см x 10,0 см; 16,0 см x 14,0 см; 20,0 см x 10,0 см; 20,0 см x 20,0 см; 45,0 см x 29,0 см;

Салфетка марлевая медицинская стерильная, размеры:

5,0 см x 5,0 см; 5,0 см x 7,5 см; 7,5 см x 7,5 см; 10,0 см x 5,0 см; 10,0 см x 6,0 см; 10,0 см x 7,5 см; 10,0 см x 10,0 см; 15,0 см x 10,0 см; 16,0 см x 14,0 см; 20,0 см x 10,0 см; 20,0 см x 20,0 см; 45,0 см x 29,0 см.

4. Описание

Для изготовления изделий используется марля хлопчатобумажная и смешанная, с вложением вискозного волокна.

5. Противопоказаний нет

6. Условия хранения

Хранение бинтов и отрезов на складах поставщика (потребителя) в удаленном не менее чем на 1 м от света и обогревателей месте, при температуре от плюс 1 до плюс 45 °С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Не использовать стерильные изделия при повреждении упаковки!

7. Срок годности

Для стерильных изделий - 5 лет с даты стерилизации,
Для нестерильных изделий – 5 лет с даты изготовления.

Стерильные изделия не использовать позднее срока, указанного на упаковке!

8. Условие отпуска из аптек.

Без рецепта врача.

9. Изготовитель и юридический адрес

УП «Сиринга» ОО «БелОИ», РБ, г. Минск
Республика Беларусь, 220108, г. Минск, Пр. партизанский, 91-3