

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ OCEAN

Матрацы ортопедические по ТУ 9396-002-88419706-2008 (массового производства). Матрац односпальный М60/180, 190, 200; М70/180, 190, 200; М80/180, 190, 200, 210; М90/180, 190, 200, 210; М100/180, 190, 200, 210. Матрац полуторный М110/190, 200, 210. Матрац двуспальный М120/190, 200, 210; М130/190, 200, 210; М140/190, 200, 210; М150/190, 200, 210; М160/190, 200, 210; М170/190, 200, 210; М180/190, 200, 210; М190/190, 200, 210; М200/190, 200, 210; М210/190, 200, 210.

Профилактика болей в спине. Массажный эффект, расслабление мышц.



Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения позвоночника во время сна и дневного отдыха.
- Улучшение качества сна.
- Микромассаж участков тела, прилегающих к матрасу.
- Нормализация кровообращения в мышцах и связочном аппарате позвоночника.
- Нормализация тонуса околопозвоночных мышц.
- Уменьшение болевых ощущений в области спины.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха.
- Профилактика возникновения болей в спине при остеохондрозе, спондилоартрозах, спондилитах позвоночника.
- Профилактика развития нарушений осанки (кифоз, сколиоз).
- Нарушения осанки и осевые изменения в позвоночнике (функциональные нарушения, кифозы, сколиозы до II степени).
- Пассивная терапия при заболеваниях грудного и поясничного отделов позвоночника (в том числе при проведении мануальной терапии, массажа и физиотерапевтических процедур).
- Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника при остеохондрозе и хронических заболеваниях позвоночного столба.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

При выраженной нестабильности позвонков, в раннем периоде реабилитации после травм позвоночника, при наличии множественных межпозвоноковых грыж, а также у пациентов с длительным или рецидивирующим лечением вертеброгенных болевых и/или мышечно-тонических синдромов применение изделия должно быть согласовано с лечащим врачом.

В первые две недели после оперативного вмешательства на позвоночнике не рекомендуется начинать применение матраса.

Состав:

Оболочка: 75% вискоза, 25% полипропилен.


Прослойка: 100% полиэстер.

Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность:

Матрац, упаковка из ПВХ, вкладыш, инструкция по применению.

Дополнительный чехол с резинками для фиксации к основному матрасу можно приобрести отдельно.



Подбор размера матраса:

Размер	Ширина (см)	Длина (см)
односпальный	60	180 / 190 / 200
	70	
	80	180 / 190 / 200 / 210
	90	
	100	
полуторный	110	190 / 200 / 210
двуспальный	120	190 / 200 / 210
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
	180	
	190	
	200	
	210	

Размер матраса подбирается в соответствии с размером спального места.

Способ применения:

Матрац укладывают на основание спального места (в том числе и поверх штатного матраса) и накрывают простыней. Во время использования изделия возможно появление легкого шуршания в связи с особенностью, свойственной полимерному материалу наполнителя.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Матрацы ортопедические по ТУ 9396-002-88419706-2008. Матрац в детскую кроватку МД60/120, 130, 140, 150; МД70/120, 130, 140, 150, 160; МД80/130, 140, 150, 160, 170. Матрац в детскую коляску МД40/80.

Улучшение качества сна. Массажный эффект, расслабление мышц.



Поверхность – ткань с волокнами вискозы
Внутренний слой – нетканое полотно Холлофайбер®
Фиксирующая сетка
Шарики пенополистирола для расслабления мышц за счет массажного эффекта



Оказываемые эффекты матрацев в кроватку и в коляску:

- Улучшение качества сна.
- Обеспечение физиологически правильного положения позвоночника во время сна и дневного отдыха.
- Микромассаж участков тела, прилегающих к матрацу.
- Устранение повышенного тонуса мышц всего тела.
- Снижение возбудимости и укрепление нервной системы ребенка.

Показания к применению матраца в кроватку:

- Профилактика возникновения нарушений осанки и сколиозов в раннем детском возрасте.
- Избыточный тонус мышц.
- Комплексное лечение вялой осанки у детей (в том числе при проведении мануальной терапии, массажа и физиотерапевтических процедур).
- Повышенная нервная возбудимость, беспокойный сон.

Показания к применению матраца в коляску:

- Профилактика возникновения нарушений осанки и сколиозов в раннем детском возрасте.
- Избыточный тонус мышц.
- Повышенная нервная возбудимость.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. При заболеваниях костно-мышечной системы перед применением матраца необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения:

Матрац укладывают на основание спального места (в том числе и поверх штатного матраца) и накрывают простыней. Во время использования изделия возможно появление легкого шуршания в связи с особенностью, свойственной полимерному материалу наполнителя.

Подбор размера матраца:

Ширина (см)	Длина (см)
Матрац в детскую кроватку	
60	120 / 130 / 140 / 150
70	120 / 130 / 140 / 150 / 160
80	130 / 140 / 150 / 160 / 170
Матрац в детскую коляску	
40	80

Размер матраца подбирается в соответствии с размером спального места.

Состав:

Оболочка: 75% вискоза, 25% полипропилен.
Прослойка: 100% полиэстер.
Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность:

Матрац, упаковка из ПВХ, вкладыш, инструкция по применению.

Дополнительный чехол с резинками для фиксации к основному матрацу можно приобрести отдельно (только для матраца в кроватку).

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

Матрацы ортопедические по ТУ 9396-002-88419706-2008. Матрац на автомобильное сиденье МА 50/100 «Классик» и МА 50/110 «Люкс».

Массажный эффект. Профилактика усталости.




МА 50/100 «Классик»

Для кресел с высотой спинки 50-55 см. Подходит как для кресел с боковой поддержкой, так и без нее, с отдельным подголовником.



МА 50/110 «Люкс»

Для кресел с высотой спинки от 60 см. Рекомендуется для удлиненных кресел, зауженных кверху, имеющих ярко выраженные боковые валики. Также матрац подходит для кресел, на которые надет чехол, захватывающий подголовник.



крепление матраца на автомобильное кресло

Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения позвоночника во время вождения автомобиля (за счет выраженного поясничного валика).
- Микромассаж участков тела, прилегающих к матрацу.
- Устранение повышенного тонуса околопозвоночных мышц.
- Разгрузка мышц спины.
- Защита позвоночника от микровибраций, вызванных неровностями на дорогах.

Показания к применению:

- Профилактика возникновения болей в спине и пояснице во время вождения автомобиля, особенно на неровной дороге.
- Предупреждение обострений хронического радикулита и остеохондроза позвоночника водителя и пассажиров.
- Дискомфорт в области поясницы, крестца и бедер, возникающий при длительном вождении автомобиля.
- Мышечное напряжение в области спины во время сидения за рулем.
- Дисбаланс и перенапряжение мышц спины.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. При заболеваниях костно-мышечной системы перед применением матраца необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения:

Матрац укладывают на основание кресла и прикрепляют ремнями.
Арт. МА50/100 «Классик» – 50х100 см.
Арт. МА50/110 «Люкс» – 50х110 см.


Состав:

Оболочка: 100% полиэстер.
Прослойка: 100% пенополиуретан.
Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность:

Матрац, упаковка из ПВХ, вкладыш, инструкция по применению.

Поверхность –
ткань автотвид



Фиксирующая
сетка

Шарики пенополистирола для
расслабления мышц за счет
массажного эффекта

Пенополиуретан