



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШПРИЦА ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ

1. Предназначение и область применения

Шприц трехчастный для инфузионных насосов предназначен для проведения внутривенных вливаний с использованием дозирующих устройств. Одноразового применения. Стерилизован оксидом этилена. Стерильный, апирогенный, нетоксичный. Срок гарантии — 3 года.

2. Заявления, касающиеся медицинского изделия:

С учетом области действия знаков, которыми маркируется оцениваемое медицинское изделие, производитель заявляет, что:

- изделие стерилизовано оксидом этилена,
- изделие одноразового использования,
- изделие стерильно,
- апирогенно,
- не содержит латекс,
- нетоксично,
- имеет срок годности 3 года,
- не требует повторной стерилизации.

3. Правила применения

- проверить изделие в контексте применяемой терапии и совместимости с системой;
- оценить качества упаковки;
- вскрыть индивидуальную розничную упаковку;
- визуально проверить качество и состояние изделия;
- подключить изделие к жидкостям и пациенту;
- оценить пропускную способность и герметичность системы.

4. Меры предосторожности

Хранить в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях, при температуре в пределах 10-35°C. После использования следует помнить о безопасной утилизации, с учетом риска инфекции.

5. Экетки и пользовательские инструкции

Экетки и инструкции по использованию разработаны в соответствии со стандартами:

- PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Изделия медицинские — Символы, применяемые на экетках медицинских изделий при их маркировании и в сопроводительной документации. — Часть 1: Основные требования;
- PN-EN ISO 20417:2021-10 Изделия медицинские — Информация, предоставляемая изготовителем.
- PN-EN-ISO 7886-2:2020-11 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. — Часть 2. Шприцы для использования с инфузионными насосами.

Стерилизовано оксидом этилена	STERILE EO
Не использовать повторно	⊗

[Штамп:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

/подпись/

Анна Пузё [Anna Puziol]

[Печать:

«МАРГОМЕД» ООО

ул. Э. Плевинского, 16, 20-270 Люблин

тел. 81 743 96 33, 81 745 23 00

ИНН: 9462719641, REGON: 522774878

KRS: 0000985977 www.margomed.com]

PROKURENT

Stanisław Margol



Sp. z o.o.

ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin

tel. 81 743 96 33, 81 745 23 00

NIP 9462719641, REGON 522774878

KRS 0000985977, www.margomed.com



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШПРИЦА ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ

Допустимая температура	
Ограничение влажности	
Разъем типа «Луер Лок»	Luer lock
Номер редакции	Rev.

6. Нотифицированная организация

Оценка соответствия была проведена с участием нотифицированной организации:

«ТЮФ НОРД Польша» ООО /TÜF NORD Polska Sp. z o.o./

ул. Мицкевича, 29, 40-085 КАТОВИЦЕ / Польша

/ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska/

Идентификационный номер: 2274

[Штамп:

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

/подпись/

Анна Пузё /Anna Puziol/]

[Печать:

«МАРГОМЕД» ООО

ул. Э. Плевинского, 16, 20-270 Люблин

тел. 81 743 96 33, 81 745 23 00

ИНН: 9462719641, REGON: 522774878

KRS: 0000985977 www.margomed.com]

PROKURENT

Stanisław Margol



Sp. z o.o.

ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin

tel. 81 743 96 33, 81 745 23 00

NIP 9462719641, REGON 522774878

KRS 0000985977, www.margomed.com