



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выберите участок для наложения электродов. Убедитесь, что участок кожи очищен, обезжирен и свободен от чрезмерного количества волос.
2. Соедините провода с электродами.
3. Удалите защитное покрытие электрода и наложите его на кожу.
4. Не используйте электроды повторно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не вскрывайте упаковку до начала использования.
2. Не накладывайте электроды на участки со сгибами кожи, порезами, поражёнными тканями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Хранить в сухом прохладном месте.
2. Неиспользованные электроды сохраняйте в оригинальной упаковке, закрытой и свернутой несколько раз.
3. Срок годности электродов 2 года при соблюдении условий хранения.
4. Дату производства смотрите на упаковке.

ЧУП "ЮМЕДИКА"
Юр.Адрес: РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника 30-362
Тел./Факс: 375 17 336-91-90
Адрес производственной площадки:
Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, 57/1, район д.Малиновка,
Сделано в Республике Беларусь



Директор В. Г. Мухоморов