

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Название изделия медицинского назначения:

Пластырь фиксирующий iMed на полимерной основе, размеры (см): 1х500, 2х500, 3х500, 4х500, 5х500;

пластырь фиксирующий iMed на тканевой основе, размеры (см): 1х500, 2х500, 3х500, 4х500, 5х500;

пластырь фиксирующий iMed на нетканной основе, размеры (см): 1х500, 2х500, 3х500, 4х500, 5х500.

Состав и описание изделия

Пластырь представляет собой ленту (в катушках) на полимерной, тканевой или нетканной основе, покрытую акриловой адгезивной массой. Прочная основа устойчива к растяжениям и разрывам. Предупреждает мацерацию (размокание) кожи во время длительной фиксации лечебной повязки. Гипоаллергенно. Легко снимается, не оставляя следов на коже.

Область применения

Предназначается для фиксации лечебных повязок и изделий медицинского назначения на коже.

Способ применения

Наложить необходимую длину ленты на чистую сухую кожу, при возможности избегая прикасания к клеящей поверхности. Не использовать повторно.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при комнатной температуре избегая попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности

4 года от даты производства.

Производитель:

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province, Китай