

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ.**

Инструменты и наборы инструментов для гинекологических исследований и операций, ТУ ВУ 291235525.013-2013 (далее - *инструменты*) предназначены для использования в акушеро-гинекологической практике.

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ.**

### **1.2.1. Зеркало-подъемник влагалищное по Отто №2 (100х30) 3-148 ВП арт. 900-9.**

#### **1.2.2. Кюретки:**

- кюретка акушерская с зубчиками №2 К-103 ВП арт.930-1;
- кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №1 К-1 ВП арт.930-2;
- кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2 К-2 ВП арт.930-3;
- кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4 К-4 ВП арт.930-4;
- кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6 К-6 ВП арт.930-5;
- кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая №2 К-8 ВП арт.930-6;
- кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая №4 К-10 ВП арт.930-7;
- кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, тупая №6 К-12 ВП арт.930-8;
- кюретка тупая послеродовая К-116 ВП арт.930-10.

## **3. ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ.**

Инструменты должны быть изготовлены из стали марки AISI 410.

## **4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

4.1. Инструменты поставляются отдельно или комплектно. Состав комплекта по номенклатуре и количеству определяет потребитель при заказе.

4.2. В комплект поставки входит:

- инструмент или набор,
- паспорт (инструкция по применению) или этикетка.

## **5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ.**

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводят последовательно согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (Приложение № 3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г.

## **6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

6.1. Инструменты эксплуатируются, транспортируются и хранятся при температуре окружающего воздуха от +5° С до +40° С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6.2 В период эксплуатации инструментов должны выполняться правила пользования, указанные в паспорте (инструкции по применению) или этикетке.

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие инструментов требованиям ТУ ВУ 291235525.013-2019 при соблюдении условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения.

7.2. Срок хранения – 6 мес. со дня изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации инструментов – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня изготовления.