

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА»



В.Г. Витковская

2024 г.

**Инструкция по применению
ваты медицинской гигроскопической хирургической обработанной
ТУ ВУ 100917107.070-2009
производства ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», Республика Беларусь**

2024 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТАННОЙ

ТУ ВУ 100917107.070-2009,

производства ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», Республика Беларусь

Наименование и состав применяемого сырья

Вата отбеленная гигроскопическая хлопковая (100% хлопок), средство антисептическое (полигексаметиленбигуанида гидрохлорид, феноксиэтанол, вода очищенная).

Фасовка - плотная, неплотная в рулонах, массой 25, 50, 100, 200, 250, 1000 г; плотная зигзагообразная лента, массой 50, 100, 250 г, неплотная зигзагообразная лента массой 100 и 250 г.

Допускается, по согласованию с потребителем, укладка ваты в упаковку с иной номинальной массой.

Показания к применению

Предназначена для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях как изделие медицинского назначения при наложении повязок, компрессов, производстве инъекций, изготовлении индивидуальных пакетов по применению в чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях и т.д.

Способ применения

Для стерильной ваты - вскрыть упаковку, потянуть за нитку, использовать по назначению.

Для нестерильной ваты - вскрыть упаковку, использовать по назначению.

Условия хранения

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности нестерильной ваты не ограничен.

Срок годности стерильной ваты в невскрытой упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения - 5 лет от даты изготовления.