

УТВЕРЖДАЮ

Директор Открытого акционерного
общества «Медпласт»

С.А. Довгаль

2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Контейнеры пластмассовые однократного применения
ТУ ВУ 400063552.005-2016

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по применению предназначена для ознакомления с конструкцией контейнеров пластмассовых однократного применения (далее - контейнеров), назначением, использованием, хранением, транспортированием и утилизацией.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Контейнеры предназначены для сбора, хранения, и транспортировки биологического материала, а также иных твердых, жидких или вязких образцов при проведении исследований в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии, медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий контейнеры относятся к группе 2 по ГОСТ 20790.

3.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.3 Контейнеры изготавливаются полной вместимостью 60 мл и 120 мл. Контейнер состоит из стакана и завинчивающейся крышки. Контейнеры в зависимости от исполнения могут дополнительно комплектоваться ложкой-лопаткой для отбора твердых или вязких проб густой консистенции.

3.4 Масса контейнера с крышкой вместимостью 60 мл - 10 ± 3 г, масса контейнера с крышкой вместимостью 120 мл - 13 ± 3 г.

3.5 Резьбовое соединение стакана и крышки герметично.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки: контейнеры объемом ____ мл - ____ шт.; упаковка - 1 шт.

4.2 Комплект поставки в исполнении с ложкой-лопаткой: контейнеры объемом ____ мл - ____ шт.; ложка-лопатка - 1 шт.; упаковка - 1 шт.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Порядок использования контейнеров определяется правилами проведения конкретных видов исследований. Применение контейнеров не требует специальной подготовки.

5.2 Контейнеры изготавливают в стерильном и нестерильном исполнении.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование контейнеров в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Обращение с использованными контейнерами должно проводиться в соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №130 от 03.03.2020, и санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Минздрава РБ № 14 от 07 февраля 2018 г.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров требованиям ТУ ВУ 400063552.005-2016 при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования. Срок сохраняемости: контейнеров 60 мл - 3 года с момента изготовления изделий, контейнеров 120 мл - 5 лет с момента изготовления изделий.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае обнаружения дефектов контейнеров, а также некомплектности при их первичной проверке владелец контейнеров должен направить в адрес изготовителя следующие документы:

дефектную ведомость;

заявку на замену с указанием адреса и номера телефона.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

10.1 Контейнеры пластмассовые однократного применения 60 мл и 120 мл соответствуют техническим условиям ТУ ВУ 400063552.005-2016 и признаны годными для использования.

Штамп ОТК Подпись представителя ОТК Дата выпуска

Юридический адрес изготовителя:

Открытое акционерное общество «Медпласт», 246051,

г. Гомель, ул. Объездная, 12, тел.: +375 (232) 23-52-21