

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХДЕТАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по применению предназначена для ознакомления с конструкцией шприцев инъекционных однократного применения трехдетальных (далее - шприцев), назначением, использованием, хранением, транспортированием и утилизацией.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Шприцы предназначены для подкожного введения лекарственных веществ, а также для инъекций туберкулина.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий шприцы относятся к группе 2 по ГОСТ 20790.

3.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.3 Шприцы состоят из цилиндра, штока-поршня и манжеты уплотнительной. Шкала, нанесенная на цилиндр, расположена между упорами, имеет четкие деления, устойчива к истиранию и размечена в ml.

3.4 Соединения поршня с цилиндром, а также соединения наконечника цилиндра и головки инъекционной иглы должны быть водонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми.

3.5 Шприцы используются с иглами инъекционными однократного применения диаметром 0,3 - 0,5 мм и длиной 9 – 19 мм.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки: шприц в сборе - 1 шт.; игла инъекционная – 1 шт.; упаковка -1 шт.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Порядок использования шприцев определяется правилами проведения конкретных видов исследований.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование шприцев в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Обращение с использованными шприцами должно проводиться в соответствии с санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Минздрава РБ № 14 от 07 февраля 2018г.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шприцев требованиям ТУ ВУ 400063552.002-2008 при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления изделий.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае обнаружения дефектов шприцев, а также некомплектности при их первичной проверке владелец шприцев должен направить в адрес изготовителя следующие документы:

дефектную ведомость;

заявку на замену с указанием адреса и номера телефона.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

10.1 Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные соответствуют техническим условиям ТУ ВУ 400063552.002-2008 и признаны годными для использования.

Штамп ОТК Подпись представителя ОТК Дата выпуска

Юридический адрес изготовителя:

Открытое акционерное общество «Медпласт», 246051,
г. Гомель, ул. Объездная, 12, тел.: +375 (232) 23-52-21.