

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

5.3. Для ремонта шкафа в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка шкафов в ремонт осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждениях, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнений, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждениях, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Шкаф медицинский ШМДХ-ХХ-ХХ

соответствует ТО ВУ 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.


Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Шкаф медицинский

ШМДХ-ХХ-ХХ

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04 2025



В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Шкаф медицинский одностворчатый одномодульный предназначен для хранения: архива, различной документации, медицинского оборудования и инструментов, медикаментов, материалов и т.п. используемых для диагностики и лечения заболеваний в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Шкаф представляет собой цельнометаллический корпус, выполненный из листового металлопроката на регулируемых опорах. За распашной дверью шкафа располагаются полки с возможностью регулировки при установке по высоте. Шкаф имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок/выдвижных ящиков	___/___
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	___
Максимальная распределенная нагрузка на ящик, не более, кг	___
Кол-во дверей	___
Петли	___
Замок врезной, шт.	___
Материал	___
Покрытие полимерное, цвет	___
Масса шкафа, не более, кг	___
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Шкаф - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Комплект ключей – ___ компл.

3.4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Шкафы не предназначены для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Шкаф изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Шкафы эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, операционных, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки шкафов подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Шкаф должен быть упакован в полиэтиленовую «стрейч» пленку, гофрокартон.

4.9. При складировании шкафов медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения, ударов шкафов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТО ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТО ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

5.3. Для ремонта тумб в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка тумбы в ремонт осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждении, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнений, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждений, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Тумба медицинская ТМД-XX

соответствует ТО ВУ 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.


Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Тумба медицинская

ТМД-XX

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04 2025г.



В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Тумба медицинская с выдвижным ящиком и отделением с распашной дверью (далее по тексту «тумба») предназначена для хранения: различной документации, медикаментов и инструментов, расходных материалов, материальных ценностей, приборов и приспособлений и т.п., используемых для диагностики и лечения заболеваний в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Тумба представляет собой цельнометаллический корпус, выполненный из листового металлопроката, с установленным выдвижным ящиком на направляющих, с отделением с распашной дверью, со столешницей, изготовленной по технологии «постформинг», на колесных опорах две из которых с тормозным механизмом. За распашной металлической дверью тумбочки располагаются полки с возможностью регулировки при установке по высоте. Ящик и дверь тумбочки оснащены ручками. Тумба имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Размеры тумбочки (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок/выдвижных ящиков	___/___
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	___
Максимальная распределенная нагрузка на ящик, не более, кг	___
Кол-во дверей	___
Петли	___
Замок врезной, шт.	___
Материал	___
Покрытие полимерное, цвет	___
Масса тумбы, не более, кг	___
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Тумбочка - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Комплект ключей – ___ компл.

3.4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Тумбы не предназначены для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Тумбу изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Тумбы эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки тумб подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Тумба должна быть упакована в полиэтиленовую «стрейч» пленку, гофрокартон.

4.9. При складировании тумб должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление тумб при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключаящее возможность смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

5.3. Для ремонта стола в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка стола в ремонт осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждении, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнений, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждениях, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Стол медицинский СМД-XX

соответствует ТО ВУ 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.

Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Стол медицинский

СМД-XX

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04 2025г. (подпись заявителя)



В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Стол медицинский предназначен для организации рабочего места медицинского и обслуживающего персонала, а также хранения и удобного расположения на рабочем месте инструментов, приборов и приспособлений для проведения физических и химических исследований и т.п., используемых для диагностики и лечения заболеваний в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Стол представляет собой прочную, надежную сварную металлическую конструкцию. Каркас изготовлен из квадратного гнуто-сварного профиля, с установленными под столешницей выдвижными ящиками на направляющих и комплектом полок. Столешница изготовлена по технологии «постформинг». В ногах установлены регулируемые винтовые опоры. Ящики оснащены ручками. Стол имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Размеры стола (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок/выдвижных ящиков	___/___
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	___
Максимальная распределенная нагрузка на ящик, не более, кг	___
Кол-во дверей	___
Петли	___
Замок врезной, шт.	___
Материал	___
Покрытие полимерное, цвет	___
Масса стола, не более, кг	___
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Стол - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Комплект ключей – ___ компл.

3.4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Столы не предназначены для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Стол изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Столы эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки стола подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Стол должен быть упакован в полиэтиленовую «стрейч» пленку, гофрокартон.

4.9. При складировании столов должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление столов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

стеллажей на замену осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждении, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнений, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждениях, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Стеллаж медицинский СтМД-XX

соответствует TO BY 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.


Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Стеллаж медицинский

СтМД-XX

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04



В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Стеллаж медицинский предназначен для хранения архива, различной документации, медицинского оборудования и инструментов, медикаментов, материалов и т.п. используемых для диагностики и лечения заболеваний в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Стеллаж поставляется в разобранном виде. Сборку производить в соответствии с инструкцией по сборке. Стеллаж представляет собой четыре стойки, изготовленные в виде уголка с перфорированными отверстиями с шагом 25мм. К стойкам крепятся полки (болтовое соединение) через уголки жесткости в зависимости от нагрузки. Внизу стоек устанавливаются подпятники. Стеллаж имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок	—
Допустимая нагрузка на стеллаж, не более, кг	—
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	—
Материал	—
Покрытие полимерное, цвет	—
Масса стеллажа, не более, кг	—
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Стеллаж - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Инструкция по сборке – 1 компл.

3.4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Стеллажи не предназначены для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Стеллаж изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Стеллажи эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, операционных, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки стеллажей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Элементы стеллажа должны быть упакованы в полиэтиленовую «стрейч» пленку, гофрокартон.

4.9. При складировании элементов стеллажей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление элементов стеллажей при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения, ударов элементов стеллажей друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

5.3. Для замены стеллажей в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка

5.3. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка тележки в ремонт осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждении, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнений, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждений, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Тележка медицинская ТжМД-XX

соответствует TO BY 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.


Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Тележка медицинская

ТжМД-XX

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04 2025г.



(подпись заявителя)

В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Тележка медицинская предназначена для перевозки всевозможных грузов, предметов, материалов, применяемых в медицинской практике для диагностики и лечения заболеваний в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Тележка представляет собой прочную, надежную сварную металлическую конструкцию. Каркас изготовлен из квадратного гнуто-сварного профиля, с сварными полками и ручкой, на колесных опорах две из которых с тормозным механизмом. Полки с трех сторон имеют ограждение для предотвращения выпадения перевозимых предметов. Тележка имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Размеры тележки (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок/выдвижных ящиков	___ / ___
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	___
Максимальная распределенная нагрузка на ящик, не более, кг	___
Кол-во дверей	___
Петли	___
Замок врезной, шт.	___
Материал	___
Покрытие полимерное, цвет	___
Масса тележки, не более, кг	___
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Комплект ключей – ___ компл.

3.4. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Тележки не предназначены для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Тележку изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Тележка эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки тележки подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Тележка должна быть упакована в полиэтиленовую «стрейч» пленку, отдельные элементы в гофрокартон.

4.9. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТО ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

- наличии на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;
- повреждении, вызванных не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы, стихийные бедствия и т.п.;
- внешних и внутренних загрязнениях, царапинах, трещинах, потерях и прочих механических повреждениях, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;
- внешних и внутренних повреждений, полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникших в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем.

6. Свидетельство о приемке.

Скамья СкМД-XX

соответствует ТО ВУ 600002001.001-2025

дата выпуска _____

М.П.

Подписи лиц, ответственных
за приемку _____

Изготовитель: ООО «ЦЕНТР-МЕТ», ул. Металлистов, д.4, ком.202, 222310, г. Молодечно, Минская обл., РБ.

Офис: тел.: +375 (17) 243-78-02; моб. +375 (44) 585-71-17

Производство: тел.: +375 (176) 55-20-69, факс: +375 (176) 55-20-67;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.69Б;

– 222310, Республика Беларусь г. Молодечно, ул. Рабочая, д.1А.

E-mail: info@center-met.by



ЦЕНТР-МЕТ

Паспорт

Скамья СкМД-XX

Руководство по эксплуатации

ЭК _____.00.00.000РЭ

Директор ООО «ЦЕНТР-МЕТ»

« 11 » 04



(подпись заявителя)

В.Н. Захаров
(инициалы, фамилия)

1. Назначение изделия.

Скамья предназначена для оснащения раздевалок, гардеробов, вестибулей, коридоров, кабинетов и удобного размещения медицинского персонала, посетителей или пациентов в организациях и учреждениях системы здравоохранения РБ.

2. Технические характеристики.

Скамья представляет собой прочную, надежную сварную металлическую конструкцию. Каркас изготовлен из квадратного гнуто-сварного профиля, в ножках установлены пластиковые заглушки. С закрепленным сиденьем, из материала по технологии «постформинг». Каркас скамьи имеет антикоррозийное покрытие. Качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

Размеры скамьи (ВхШхГ), мм	ВВхШШхГГ
Количество полок	—
Максимальная распределенная нагрузка на полку, не более, кг	—
Материал	—
Покрытие каркаса полимерное, цвет	—
Масса скамьи, не более, кг	—
Срок службы, не менее, лет	7

***В связи с постоянной работой по: увеличению надежности, улучшению качества, усовершенствованию продукции – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив изделия и размеры узлов, не влияющие на основные потребительские и эксплуатационные свойства, эргономичность и качество, без отражения в данном документе.*

3. Комплект поставки.

3.1. Скамья - 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.3. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Скамья не предназначена для эксплуатации вне помещения. Изделия используются в крытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха от 40% до 70%.

4.2. Скамью изготавливают в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

4.3. Категория размещения выбирается потребителем из ряда 3.1, 4.1, 4.2 по ГОСТ 15150.

4.4. Скамья эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах, аптеках и медицинских пунктах в регистратурах, кабинетах врачей, смотровых, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях и др.

4.5. Для очистки скамьи подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водномыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.

4.7. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.8. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов. Скамья должна быть упакована в полиэтиленовую «стрейч» пленку, отдельные элементы в гофрокартон.

4.9. При складировании скамеек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.

4.10. Размещение и крепление скамеек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ ВУ 600002001.001-2025 и комплекта КД при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

5.3. Для ремонта скамьи в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка скамьи в ремонт осуществляется потребителем.

5.4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ при:

- несоблюдении потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;