

СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт).

1. Описание изделия

Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% раствором этилового спирта (ГОСТ Р 51652-2000. Спирт этиловый ректификованный «Экстра». Изготовитель ООО «Главспирт») и упакованную в 3-х слойный комбинированный материал.

Стерилизация салфеток производится радиационным методом по ГОСТ Р ИСО 11137-2000.

2. Описание принципа действия изделия с ссылками на научно-обоснованный механизм его действия

Салфетки антисептические спиртовые обладают стерилизующим действием, подавляют рост грамотрицательной и грамположительной микрофлоры, грибов, патогенных простейших, вирусов. Коагулируют белки.

Наибольший антисептический эффект на коже достигается при использовании 70% раствора этилового спирта. (Регистр лекарственных средств России).

3. Сведения обо всех имеющих отношение к принципу действия (или механизму действия) функциональных характеристиках изделия.

Готовые к применению спиртовые антисептические салфетки в индивидуальной упаковке удобны в использовании. Их применение в медицинской практике значительно сокращает трудозатраты и позволяет избежать нецелевого использования спирта. Высокие барьерные свойства упаковочного материала обеспечивают сохранение неизменных свойств изделия в течение длительного гарантийного срока хранения.

4. Информация о сферах применения изделия

Спиртовые салфетки предназначены для санации кожи до и после инъекций, антисептической обработки локтевого сгиба, мест постановки внутривенных и подключичных катетеров, рук медицинского персонала.

Салфетки «Асептика» являются полностью готовым к применению средством. Единственной манипуляцией является вскрытие упаковки, которое осуществляется методом отрыва без применения режущих инструментов.

Салфетки «Асептика» могут применяться у взрослых и детей в стационарах, амбулаторных медицинских учреждениях, в травматологических пунктах, полевых условиях и быту.

Не вызывают аллергических реакций.

Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»



Целехатая О.А.

СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт).

1. Описание изделия

Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70% раствором этилового спирта (ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный «Экстра». Изготовитель ООО «Главспирт») и упакованную в 3-х слойный комбинированный материал. Стерилизация салфеток производится радиационным методом по ГОСТ Р ИСО 11137-2000.

2. Описание принципа действия изделия с ссылками на научно-обоснованный механизм его действия

Салфетки антисептические спиртовые обладают стерилизующим действием, подавляют рост грамотрицательной и грамположительной микрофлоры, грибов, патогенных простейших, вирусов. Коагулируют белки.

Наибольший антисептический эффект на коже достигается при использовании 70% раствора этилового спирта. (Регистр лекарственных средств России).

3. Сведения обо всех имеющих отношение к принципу действия (или механизму действия) функциональных характеристиках изделия.

Готовые к применению спиртовые антисептические салфетки в индивидуальной упаковке удобны в использовании. Их применение в медицинской практике значительно сокращает трудозатраты и позволяет избежать нецелевого использования спирта. Высокие барьерные свойства упаковочного материала обеспечивают сохранение неизменных свойств изделия в течение длительного гарантийного срока хранения.

4. Информация о сферах применения изделия

Спиртовые салфетки предназначены для санации кожи до и после инъекций, антисептической обработки локтевого сгиба, мест постановки внутривенных и подкожных катетеров, рук медицинского персонала.

Салфетки «Асептика» являются полностью готовым к применению средством. Единственной манипуляцией является вскрытие упаковки, которое осуществляется методом отрыва без применения режущих инструментов.

Салфетки «Асептика» могут применяться у взрослых и детей в стационарах, амбулаторных медицинских учреждениях, в травматологических пунктах, полевых условиях и быту.

Не вызывают аллергических реакций.

Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»

Пелехатая О.А.

