



## ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

### Наколенник Н-1



#### ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для фиксации коленного сустава с целью стабилизации при последствиях травм и операций, при легкой нестабильности коленного сустава, при артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах.

**Противопоказания:** локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

**Применение:** наружная фиксация коленного сустава и надколенника с целью стабилизации. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело.

**Инструкция по уходу за изделием:** не допускается воздействие на наколенник раствори-телей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при  $t^{\circ}$  до  $30^{\circ}\text{C}$  с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

**Гарантийный срок** - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

**Срок службы** - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

**Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.**


Н-1						
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват колена, см	30-32	33-35	36-38	39-41	42-45	46-48
Материал: Неопрен-100 %						

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34  
Web-страница в Интернете: [www.rpop.donpac.ru](http://www.rpop.donpac.ru) E-mail: [rpop@donpac.ru](mailto:rpop@donpac.ru)



## ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

### Наколенник Н-1



#### ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для фиксации коленного сустава с целью стабилизации при последствиях травм и операций, при легкой нестабильности коленного сустава, при артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах.

**Противопоказания:** локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

**Применение:** наружная фиксация коленного сустава и надколенника с целью стабилизации. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело.

**Инструкция по уходу за изделием:** не допускается воздействие на наколенник раствори-телей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при  $t^{\circ}$  до  $30^{\circ}\text{C}$  с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

**Гарантийный срок** - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

**Срок службы** - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

**Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.**

Н-1						
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват колена, см	30-32	33-35	36-38	39-41	42-45	46-48
Материал: Неопрен-100 %						

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34  
Web-страница в Интернете: [www.rpop.donpac.ru](http://www.rpop.donpac.ru) E-mail: [rpop@donpac.ru](mailto:rpop@donpac.ru)