

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «КОСМЕТИК»  
Мансурова Е.А.  
«12» июня 2020 г.



## ЭТИКЕТКА


на медицинское изделие

Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2  
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)

1) На каждом аппарате выполнена маркировка, где указано:

- наименование и модель изделия;
- наименование производителя;
- адрес и контактные данные производителя;
- серийный номер;
- дата производства;
- срок годности;
- тип рабочей части;
- длина волны лазерного излучения;
- защитное заземление;
- требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая мощность, ток);
- символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», «использовать до», «рабочая часть типа ВF», «переменный ток», «диапазон влажности», «температурный диапазон», «обратитесь к инструкции по применению», «защитное заземление»;
- степень защиты от опасного проникновения твердых веществ и воды - IP21;
- предупреждающая маркировка: «Знак опасности» и поясняющая маркировка: «Лазерное излучение», «Избегайте облучения глаз или кожи прямым или рассеянным излучением», «Лазерная аппаратура класса 4»;
- предупреждающая маркировка: «Лазерная апертура» вблизи каждой апертуры, через которую испускается лазерное излучение (по ГОСТ IEC 60825-1-2013).





**ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ**  
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ  
ИЛИ КОЖИ ПРЯМЫМ  
ИЛИ РАССЕЯНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4

**ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА**

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosdrazhnadzor.gov.ru](http://www.gosdrazhnadzor.gov.ru)

- 2) На каждом потребительском ящике наклеен ярлык с указанием:
- наименование и модель изделия;
  - наименование производителя;
  - адрес и контактные данные производителя;
  - серийный номер;
  - дата производства;
  - срок годности;
  - длина волны лазерного излучения;
  - требования к электропитанию (напряжение, частота, потребляемая мощность, ток);
  - символы «изготовитель», «серийный номер», «дата изготовления», «использовать до», «диапазон влажности», «температурный диапазон», «беречь от влаги», «хрупкое. Осторожно», «верх», «обратитесь к инструкции по применению»;
  - номер и дата регистрационного удостоверения;
  - условия транспортировки и хранения;
  - содержимое упаковки.

Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™  
Laser Prof модель DPL 2  
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

 ООО «КОСМЕТИК», Россия, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, д. 77, эт. 1.  
Тел.: +7 (913) 461-88-86. E-mail: [Kosmetik.pro@bk.ru](mailto:kosmetik.pro@bk.ru)

 SN XXXXXXXXXX

 ММ.ГГГГ  
 ММ.ГГГГ

Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXX от XXXXXX

Диодный лазер: 808 нм, ЭЛОС: 480/530/590/640/690-1200 нм,  
220В +/- 10%, 50 Гц +/- 1Гц, 10А  
Диодный лазер: 800 Вт, ЭЛОС: 2000 Вт

## Пояснение символов

Символ маркировки	Расшифровка
	Изготовитель
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Использовать до
	Переменный ток
	Рабочая часть типа BF
	Защитное заземление
IP21	Степень защиты от опасного проникновения твердых веществ и воды IP21
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере эстетической медицины

www.goszdravnadzor.gov.ru

В документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 листов

Ген. директор Мансуров С.В.

Дата: 23.04.2020г



Общество с ограниченной ответственностью  
«КОСМЕТИК»

Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,  
ул.Коммунистическая, д. 77, этаж 1  
Телефон: +7 (913) 461-88-86, E-mail: Kosmetik.pro@bk.ru

Эксплуатационная документация на медицинское изделие. Руководство по эксплуатации	Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2 по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019	Стр. 1 из 17
		Версия 1
		Утверждено Генеральный директор ООО «КОСМЕТИК» Е.А. Мансурова «12» июня 2020 г.




## Фотографическое изображение медицинского изделия

АППАРАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ BEAUTY  
INSTRUMENT™ LASER PROF  
МОДЕЛЬ DPL 2  
по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdravnadzor.gov.ru

Москва 2020

1. Аппарат медицинский лазерный Beauty Instrument™ Laser Prof модель DPL 2 по ТУ 26.60.13-001-06955800-2019: Основной блок управления







Педаль управления




Кабель электропитания



## Ключи от основного блока



## Воронка для залива воды с трубкой соединительной




# Картридж для воды




## Диодная манипула



## Держатель для Диодной манипулы








# ЭЛОС-манипула




## Держатель для ЭЛОС-манипулы








## Очки процедурные для пациента



# Очки процедурные для специалиста



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.gov.ru

В документе прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 17

Семарченко листов  
И.А. Гиренко Мансурова

Дата: 23.07.2020г

