



**MAGNON**

медицинская физиотерапевтическая техника

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, оф. 135

Тел./Факс: (343) 219-51-20

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «Магنون»

Т.А. Матвеева



12» ноября 2014 г.

**Фотографии изделия медицинского назначения**

Аппарат электромагнитотерапии "Магнэлит-М" по ТУ 9444-004-82097093-2015

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.gov.ru

09099520



Мед.ЭЛНП-М



Длительность импульса (1-10 мс)

Амплитудная модуляция

Частота заполнения (1-16 кГц)

Частотная модуляция

Полярность сигнала

Время работы, паузы (0-10 сек)

Частота следования (10-500 Гц)

Частота модуляции (0.1-350 Гц)

Бегущая волна

Таймер (1-60 мин)

ТОК 1  
(0-80 мА)  
ИНД 1  
(0-16 мТл)



ТОК 2  
(0-80 мА)



ТОК 3  
(0-80 мА)



ТОК 4  
(0-80 мА)  
ИНД 4  
(0-16 мТл)



ПУСК-СТОП




Информация получена от официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере

Аппарат электромагнитотерапии "Медэлит-М"

Сетевой шнур МАГН.685631.001







Магнитный индуктор МАГН.941514.073



Магнитный индуктор  
МАГН.941514.073  
для аппарата "Магнэлит-М"  
по ТУ 9444-004-32097093-2015

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Прошито и  
скреплено печатью 6 лист(ов)

Директор ООО «Магнон»



*Matveeva T.A.*  
Матвеева Т.А.

www.goszdravnadzor.gov.ru