



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Наколенник Н-1



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для фиксации коленного сустава с целью стабилизации при последствиях травм и операций, при легкой нестабильности коленного сустава, при артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах.

Противопоказания: локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

Применение: наружная фиксация коленного сустава и надколенника с целью стабилизации. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело.

Инструкция по уходу за изделием: не допускается воздействие на наколенник раствори-телей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t° до 30°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Срок службы - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

| Н-1 | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват колена, см | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |


Материал: Неопрен-100 %

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34
Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpop@donpac.ru



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Наколенник Н-1



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для фиксации коленного сустава с целью стабилизации при последствиях травм и операций, при легкой нестабильности коленного сустава, при артрозо-артритах, бурситах, синовитах, надпателлярных бурситах.

Противопоказания: локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

Применение: наружная фиксация коленного сустава и надколенника с целью стабилизации. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело.

Инструкция по уходу за изделием: не допускается воздействие на наколенник раствори-телей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t° до 30°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Срок службы - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

| Н-1 | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват колена, см | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |

Материал: Неопрен-100 %

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34
Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpop@donpac.ru