

INSTRUCTION FOR USE OF

6ml vial Fiolax® clear, Type I plus®,
40.00 x 22.00 / 1.00 mm

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 15378. The glass fulfills the requirements for tubing glass of the first hydrolytic class and releases according to latest edition of the European Pharmacopeia 3.2.1. US-Pharmacopeia <660>, Ph. Jap. Test 7.01.

Purpose of use

Vial glass clear 6ml vial Fiolax® clear, Type I plus®,
40.00 x 22.00 / 1.00 mm
are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	CaO
75%	10.5%	5%	7%	1.5%

Packaging

In accordance with customer requirements, SCHOTT products are packed in boxes of polypropylene trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film. Shrink-wrapping may be performed without trays (so called Safe Pack) when requested by the customer.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

Vial glass clear 6ml vial Fiolax® clear, Type I plus®,
40.00 x 22.00 / 1.00 mm are not subjects to maintenance and repair.

Storage

Vial glass clear 6ml vial Fiolax® clear, Type I plus®,
40.00 x 22.00 / 1.00 mm
don't require special storage conditions.

Shelf life

11 years

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

флаконов стеклянных прозрачных 6 мл, Тип 1 Плюс
Fiolax 40,00 x 22,00 / 1,00 мм

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 15378. Стекло отвечает требованиям для трубок первого класса гидролитической устойчивости и выпущено в соответствии с последней редакцией Европейской фармакопеи (пункт 3.2.1), Американской фармакопеи <660>, Японской фармакопеи Тест 7.01.

Назначение

Флаконы стеклянные прозрачные прозрачных 6 мл, Тип 1 Плюс Фиолак 40,00 x 22,00 / 1,00 мм используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO ₂	B ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	CaO
75%	10,5%	5%	7%	1,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты SCHOTT упаковываются в коробки из полипропилена лотки, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку. Упаковка в пленку может быть выполнена без лотков (так называемая Safe Pack) по запросу заказчика.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы стеклянные прозрачные прозрачных 6 мл, Тип 1 Плюс Фиолак 40,00 x 22,00 / 1,00 мм не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы стеклянные прозрачные 6 мл, Тип 1 Плюс Фиолак 40,00 x 22,00 / 1,00 мм не требуют особых условий хранения.

Срок годности

11 лет

05.06.2020



Dr. Georgios Piperopoulos
Quality Engineer

Pharmaceutical Systems

SCHOTT AG
Industriestraße 3
79379 Müllheim-Hügelheim
Germany

