



Частное акционерное общество «Марьяновский стеклозавод»

12725 Украина, Житомирская обл., Барановский р-н., пгт. Марьяновка, ул. Заводская, 1
Расчетный счет UA 22 322313 0000026007000037222, МФО 322313,
код 00480810 в АТ «Укрэксимбанк» г.Киев
тел/факс: (04144) -73-107 – отдел продаж, (04144) – 73-195 – отдел снабжения
сайт: www.medsklo.com.ua, почта: medsklo@meta.ua, sklomed@ukr.net

№ 29 от «13» 01 2021р.

Инструкция по эксплуатации **флаконов из стекла для лекарственных средств** **по ТУ У 23.1-00480810-004:2020**

1. Основные сведения и технические данные

Флаконы из стекла для лекарственных средств (далее - изделия), предназначенные для разлива, транспортировки и хранения лекарственных средств внутреннего и наружного применения, спиртовых растворов, косметических препаратов, ароматических масел.

Сфера применения – фармация, медицина, микробиология, лечебная косметика, пищевая промышленность.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Изделия изготовлены из светозащитного силикатного стекла (ОС – оранжевое стекло) III-го гидролитического стекла класса.

Лекарства, которые фасуются в изделия не взаимодействуют с ними.

При сохранении лекарственных средств не происходит изменение их свойств и выделения каких-либо осадков. Стекло обладает высокой химической стойкостью, термической стойкостью (выдерживает перепад температур 40 °С).

Лекарства, фасуются в флаконы, сохраняются длительное время, не портятся под воздействием света, тем самым продлевается их срок хранения.

Изделия отождены. Удельная разность хода лучей полярископа-поляриметра не должна превышать 10 млн⁻¹ (100нм/см). Не разрешается окраска оранжевая, желтая, зеленая, а также сочетание этих окрасок с голубой в поле зрения полярископа-поляриметра.

Изделия химически и термически стойки и выдерживают перепад температур не менее 40 °С.

2. Упаковка, маркировка

2.1 На дне изделия нанесена маркировка в виде оттиска с указанием:

- товарного знака предприятия-производителя;
- номера формы;
- номинальной вместимости, см³.

2.2 Маркировка транспортной единицы наносится на упаковочный лист и содержит:

- наименование, условное обозначение изделия;
- наименование, товарный знак, адрес предприятия-производителя;
- количество изделий;
- дата изготовления и номер партии;
- штамп службы технического контроля;
- номер смены;
- номера контролёров-упаковщиков;
- маркировку за видом материала по ДСТУ 4260 (для стекла марки ОС – GL 72).

2.3 Транспортная маркировка соответствует ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от солнечного света».

2.4 Изделия упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную плёнку (далее – пакет). Пакеты укладывают на поддоны рядами и перестилают каждый ряд картоном листовым, полипропиленом. В каждый пакет должна быть вложена этикетка.

2.5 Масса брутто упакованной единицы не должна превышать для:

- пакетов - более 20 кг;
- пакет-поддонов - более 1000 кг.

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество штук
Флаконы одного типа и размера	Количество согласно заказу потребителя
Примечание. По согласию с потребителем допускается поставка изделий в комплекте со средствами укупоривания	

4. Правила эксплуатации

Перед применением ознакомьтесь с указаниями, изложенными в этой этикетке. Внимательно осмотрите транспортную тару на предмет целостности упаковки.

Изделия в холодное время года перед использованием должны быть выдержаны в помещении при температуре не ниже 15 °С до тех пор, пока не нагреются до температуры помещения.

Изделия на всех участках технологического процесса их использования не должны подвергаться перепадам температур, превышающих установленные этими ТУ.

На всех участках перемещения изделий в процессе эксплуатации следует исключить удары, вызывающие их повреждения и разрушения.

5. Транспортировка и хранение

Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

