

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Рациональное использование с минимальными усилиями

Диагностика полости рта – одна из самых важных моментов в стоматологии, поскольку успех лечения зависит от полноты и достоверности информации о состоянии зубов, десен и всей полости рта. Предотвратить или остановить проблемы на начальном этапе намного легче, чем тратить в дальнейшем значительные денежные средства и время на лечение зубов.

Диагностические инструменты есть в арсенале любой стоматологической клиники и применяются на каждом стоматологическом приеме. Они имеют большое значение при диагностике стоматологических заболеваний, такие как: кариес, заболевания пародонта и др.

LM-instruments - отличаются качественно продуманной конструкцией, способствуют высокому уровню лечения, обеспечивают эргономичные условия для работы специалиста, повышают степень комфорта пациента.

Приобретая современный инструментарий, соответствующий актуальным требованиям стоматологии, клиника получает возможность двигаться вперед, осваивать новые методы лечения, повышать возможности, компетентность стоматологов и качество оказываемой помощи.

Инструменты LM доступны с разными типами ручек. Все ручки исключительно эргономичны благодаря эластичному силиконовому покрытию и оптимальной форме. Самым важным в выборе идеального инструмента является ощущение специалиста, который будет им работать. Смена различных типов ручек может еще больше уменьшить нагрузку.

Инструменты представлены в двух видах ручек:

XSI - Классический эргономичный дизайн, который копируют конкуренты. Прекрасно подходит для проведения любых стоматологических процедур, гарантирует отличную тактильную чувствительность и прекрасно лежит в руке. Диаметр 11,5 мм.

ES - Большой диаметр (13,7 мм) и улучшенный дизайн обеспечивают сенсационное удобство работы, доказанное клиническими тестами.

LM 11-12 Explorer \ Зонд стоматологический

Зонд стоматологический Explorer 11-12. Углы наклона соответствуют углам наклона лезвий кюреты Грейси 11/12. Предназначен для обследования поддесневой поверхности зуба.

LM 11F-12F Flexplorer \ Flexplorer

Зонд LM 11F-12F Flexplorer с гибкими рабочими окончаниями. Он предназначен для обследования под десной всех поверхностей зуба. Углы наклона рабочих частей

аналогичны углам кюреты Грейси 11-12. Этот инструмент отлично подходит для обследования более глубоких пародонтальных карманов.

LM 17 Explorer, se \ Зонд стоматологический, se

Зонд стоматологический. Используется для обследования кариозных полостей и оценки краевого прилегания пломб.

LM 17C Explorer, centered, se \ Зонд стоматологический, отцентрованный, se

Предназначен для обследования дистальных поверхностей моляров. Рабочая часть зонда 17C отцентрована.

LM 17-23 Explorer \ Зонд стоматологический

Зонд стоматологический Explorer 17-23. Предназначен для обследования дистальных поверхностей моляров.

LM 17C-23 Explorer, centered \ Зонд стоматологический, отцентрованный

Зонд стоматологический Explorer 17C-23. Предназначен для обследования дистальных поверхностей моляров. Рабочая часть зонда 17C отцентрована.

LM 18-19 Explorer, prosthetic \ Зонд пародонтологический, протезный

Зонд стоматологический Explorer 18-19. Используется для обследования искусственных коронок, мостовидных протезов. Высокая чувствительность к линиям швов.

LM 20-21 Nabers Probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 20-21 Nabers Probe. Предназначен для определения глубины и степени поражения зоны фуркации корней. Обследование поражения под разными углами как на верхней, так и на нижней челюсти.

LM 20B-21B Furcation Probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 20B-21B Furcation Probe. Предназначен для определения глубины и степени поражения зоны фуркации корней. Обследование поражения под разными углами как на верхней, так и на нижней челюсти. Шкала 2 мм, окончание – шарик

LM 23-520B Explorer-Periodontal probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 23-520B Explorer - Perio Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 2 мм, окончание – шарик диаметром 0.5 мм.

LM 23-52B Explorer-Periodontal probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 23-52B Explorer - Periodontal Probe. Предназначен

для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов.
Шкала 2 мм.

LM 23-530B Explorer-Periodontal probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 23-530B Explorer - Perio Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 3 мм, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

LM 23-550B Explorer-WHO Probe \ Зонд пародонтологический со шкалой ВОЗ

Зонд пародонтологический LM 23-550B Explorer - WHO Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Со шкалой, окончание - шарик диаметром 0.5 мм. Диагноз по шкале WHO: 0 = нет признаков заболевания, 1 = кровоточивость десны после зондирования, 2 = наличие над- и/или поддесневого камня, 3 = клинический карман глубиной 4-5 мм, 4 = клинический карман.

LM 27-28 Root Canal Explorer \ Зонд для поиска устьев корневых каналов

Инструмент терапевтический для поиска устьев корневых каналов LM 27-28 Endo Explorer. Длинный и острый кончик рабочей части облегчает обнаружение и раскрытие корневых каналов и обеспечивает доступ другим инструментам.

LM 29 Explorer, Holst, se \ Зонд стоматологический, Holst, se

Зонд стоматологический LM 29 Explorer 29. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации. На теле зонда имеется направленный в сторону боковой изгиб.

LM 3-6 Explorer \ Зонд стоматологический

Зонд стоматологический Explorer 3-6. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 51 Williams Probe, se \ Зонд пародонтологический со шкалой Williams, se

Зонд пародонтологический LM 51 Williams Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 1-2-3-5-7-8-9-10.

LM 52B Periodontal probe, se \ Зонд пародонтологический, se

Зонд пародонтологический LM 52B Perio Probe со шкалой 2 мм. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов.

LM 53B Marquis 12 Probe, se \ Зонд Marquis 12, se

Зонд пародонтологический LM 53B Marquis 12 Probe со шкалой 3 мм. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Аналогичен зонду 530B, но без шарика на конце рабочей части.

LM 54B North Carolina Probe, se \ Зонд North Carolina, se

Зонд пародонтологический LM 54B North Carolina Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 5-10-15.

LM 520B Periodontal probe, se \ Зонд пародонтологический, se

Зонд пародонтологический LM 520B Perio Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 2 мм, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

LM 550B WHO Probe, se \ Зонд пародонтологический со шкалой ВОЗ, se

Зонд пародонтологический LM 550B WHO Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Со шкалой, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

Диагноз по шкале WHO: 0 = нет признаков заболевания, 1 = кровоточивость десны после зондирования, 2 = наличие над- и/или поддесневого камня, 3 = клинический карман глубиной 4-5 мм, 4 = клинический карман.

LM 530B Periodontal probe, se \ Зонд пародонтологический, se

Зонд пародонтологический LM 530B Perio Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 3 мм, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

LM 5 Explorer, se \ Зонд стоматологический, se

Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 5-8 Explorer \ Зонд стоматологический

Зонд стоматологический Explorer 5-8. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 5-9 Explorer \ Зонд стоматологический

Зонд стоматологический Explorer 5-9. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 8-520B Explorer-Periodontal Probe \ Зонд пародонтологический

Зонд пародонтологический LM 8-520B Explorer - Perio Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов. Шкала 2 мм, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

LM 8-550B Explorer-WHO Probe \ Зонд пародонтологический со шкалой ВОЗ

Зонд пародонтологический LM 8-550B Explorer – WHO Probe. Предназначен для проверки наличия и определения глубины пародонтальных карманов.

Со шкалой, окончание - шарик диаметром 0.5 мм.

LM 9-17C Explorer, centered \ Зонд стоматологический, отцентрованный

Зонд стоматологический Explorer 9-17C. Удлиненное тело и рабочая часть “обратного действия”. Отлично подходит для обследования дистальных поверхностей моляров. Рабочая часть зонда 17C отцентрована.

LM 9 Explorer, se \ Зонд стоматологический, se

Зонд стоматологический LM 9 Explorer 9. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 23 Explorer, se \ Зонд стоматологический, se

Зонд стоматологический Explorer 23. Предназначен для обследования кариозных полостей, краевого прилегания пломб и зон реставрации.

LM 25 BLUE ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-голубой

LM 25 GREY ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-серый

LM 25 RED ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-красный

LM 28 BLUE ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-голубой

LM 28 GREY ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-серый

LM 28 RED ErgoSingle Mirror Handle \ Ручка для зеркала стоматологического, цвет-красный

Силиконовые ручки для стоматологического зеркала в трех вариантах цветов, хорошо сбалансированы, обеспечивает лучший доступ.

LM 25-26 Miror handle, ortho \ Ручка для зеркала UNF4-48 с ортодонтической линейкой

LM 25-26 - ручка для зеркала стоматологического с ортодонтической линейкой для измерения размеров вертикального перекрытия и щели по сагиттали. Миллиметровая шкала, 25 мм. Резьба ручек для зеркал LM соответствует международному стандарту M2.5, поэтому хвостовик стоматологического зеркала должен иметь диаметр 2,5-2,6 мм.

LM 25-473 Mirror handle JM \ Ручка для зеркала JM

LM 25-473 - ручка для зеркала стоматологического, для имплантолога. Резьба ручек для зеркал LM соответствует международному стандарту M2.5, поэтому хвостовик стоматологического зеркала должен иметь диаметр 2,5-2,6 мм.

**LM 28-26 Mirror handle UNF4-48, Ortho \ Ручка для зеркала
UNF4-48, Ortho**

Ручка для зеркала стоматологического с ортодонтической линейкой для измерения размеров вертикального перекрытия и щели по сагиттали.