

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Наименование продукта: Флакон-фляга полимерный 200 мл с крышкой (ROPP 28/18).

Объём изделия: 200 мл.

Назначение: Для упаковки лекарственных средств.

Срок годности: До даты годности лекарственного средства, для которого предназначено изделие медицинского назначения.

Условия хранения: Хранить в помещении при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Температура хранения не должна превышать $+35^{\circ}\text{C}$. Если транспортировка упакованных флаконов осуществлялась при температуре ниже -30°C , их следует хранить при комнатной температуре не менее 24 часов. Продукт должен храниться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и пыли. Флаконы из ПЭТ подлежат хранению в среде, предназначенной для минимизации поглощения влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительного оборудования.



Signed by: Milda Šulcienė Quality Manager
Page 1 from 1

