


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ложка дозирующая ЛД-5

1. Предмет инструкции

Ложка дозирующая ЛД-5 предназначена для выдачи дозированного количества лекарственных средств, ветеринарных препаратов. Многоразового применения.

2. Изображение



3. Принцип действия

Ложка дозирующая ЛД-5 имеет градуировку 1мл, 1,25 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл. В основание ложки налить требуемое для приема количество лекарственного средства.

Директор



И.В. Цедрик

