Instruction for Use

For

TRO-MICROCUT, SURGICAL BLADES

1. Carefully open the foil packing to ensure sterility.
2. Fix the blade in the surgical knife.
3. For single use only.
4. Sterility is guaranteed until package is damaged or opened.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкции по использованию
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ/TRO-MICROCUT

1. Аккуратно вскройте упаковку из фольги для обеспечения стерильности.
2. Зафиксируйте лезвие на скальпеле.
3. Лезвия предназначены исключительно для одноразового использования.
4. Стерильность гарантирована до момента повреждения или вскрытия упаковки.

/Круглая печать: Отдел контроля и обеспечения качества
Троге Медикал ГмбХ (Troge Medical GmbH), TROGE, Гамбург/

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru