STÖLZLE-UNION s.r.o., U Sklárny 300, 330 24 Heřmanova Hut'

Инструкция по применению

1. Предмет инструкции

Предметом инструкции является продукция завода STOLZLE-UNION s.r.o., Чешская Республика:

Флакон стеклянный медицинский: флаконы для лекарственных средств из литого коричневого стекла: флаконы-капельницы, объем: 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 22 мл, 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл;

Флакон стеклянный медицинский: флаконы для лекарственных средств из литого коричневого стекла: флаконы для сиропа, объем: 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 80 мл, 90 мл, 100 мл, 105 мл, 115 мл, 120 мл, 125 мл, 150 мл, 180 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл;

Флакон стеклянный медицинский: флаконы для лекарственных средств из литого коричневого стекла: флаконы для инъекций, объем: 6 мл, 8 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл.

Флаконы применяются в фармацевтической промышленности для упаковки и хранения лекарственных средств.

2. Общие положения

Флаконы производятся в соответствии с предписаниями Европейской Фармакопеи и Фармакопеи США.

Этот факт предполагает строгий отбор сырья, соответствующий состав стекла и проведение оценочных тестов.

STÖLZLE-UNION s.r.o., U Sklárny 300, 330 24 Heřmanova Hut', Czech Republic
Phone: +420 377 882 510, Fax: +420 377 893 387, E-mail:info@stoelzle.cz

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Firma je zapsána v OR vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 16364
Bankovní spojení UniCredit Bank, č.ú.: 1389 – 003/2700; IČO: 45349843, DIČ: CZ45349843

На производстве введены гигиенические стандарты и разработаны соответствующие инструкции, которые регламентируют поведение работников, применение спецодежды, концепцию зон, применение стерильных фильтр-элементов на определенных производственных линиях и изоляцию линий, не оборудованных стерильными фильтр-элементами.

3. Упаковка

Упаковка решается индивидуально, согласно требованиям заказчика. Она должна защищать от загрязнений и повреждений, возникающих при транспортировке.

Стеклянные флаконы, предназначенные для фармацевтической промышленности, упаковываются, как правило, в закрытую пластиковую пленку, так называемый «shrink pack».

Инструкция по упаковке составляется на каждый артикул.

4. Хранение

Рекомендуемый срок годности на складе составляет 60 месяцев с момента производства в областях с умеренным климатом и нормальной влажностью. Через 60 месяцев может быть проведен повторный контроль для продления срока годности еще на 12 месяцев.

Несмотря на это, производитель обращает внимание на то, что тонкий белый слой, обусловленный выделением силиката натрия, может появиться уже через несколько месяцев.

STÖLZLE-UNION s.r.o.
U Sklárny čp. 300
330 24 HEŘMANOVA HUŤ
IČ: 453 49 843
DIČ: CZ45349843

Радек Киесел

Менеджер экспорта

STOLZLE-UNION s.r.o., Чешская Республика

13.8.2019

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru