Производство
пластиковой тары

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Название: Флакон-капельница полимерный плоский с навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и насадкой-капельницей ФК/1-00 артикул ФК/1-100 по ТУ 22.22.14-001-70644408-2017 в составе: корпус – 1 шт, крышка – 1 шт, насадка-капельница – 1 шт

Объём изделия: 100 мл

Назначение: Для расфасовки, хранения и транспортирования лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля и домашних условиях

Способ применения: Перед применением необходимо тщательно вымыть руки, а затем снять с флакона-капельницы защитный колпачок, повернув его до полного открытия. Мягко нажать на корпус флакона-капельницы и закапать необходимое количество капель. После применения корпус флакона-капельницы необходимо перевернуть горловиной вверх и накрутить защитный колпачок, установив его обратной стороной

Условия хранения: Температура хранения от +5°С до +40°С (±2°С) и относительной влажности 80%

Срок годности: 5 лет

Общество с ограниченной ответственностью * Ленинградская область Гатчинский район *
БЛОУ МОЛДИНГ-СЕРВИС
BLOW MOLDING-SERVICE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru