УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«Управляющая организация
«ФАРМЛЭНД»» -
управляющей организации
ООО «Медватфарм»
_____ Н.А.Баранов
«01» 07 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ НЕСТЕРИЛЬНОЙ
ГОСТ 5556-81

Инженер-технолог
ООО «Медватфарм»
_____ Н.В.Ошурко
«01» 07 2019г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная – пушистая масса хорошо прочесанных волокон, сохраняющих связь между собой и легко расслаивающихся на параллельные слои произвольной толщины. Является изделием медицинского назначения.

Состав: 100% хлопковое волокно.

Правила применения:

Использование в медицине:

- для пропитывания, нанесения и удаления медицинских препаратов – лекарств наружного применения;
- входит в состав ватно-марлевых повязок для наложения компрессов (сухих, влажных, согревающих) на различные части тела;
- для отепления забинтованных частей тела;
- в качестве прокладки при фиксации частей тела иммобилизующими шинами (гипсовые лангеты и повязки).

Использование в косметологии:

- нанесение и удаление косметических средств, снятие туши с ресниц, лака с ногтей и тому подобное всевозможное вспомогательное применение.

Применяется в стационарных, амбулаторных, а также домашних условиях.

Противопоказания:

Не имеет противопоказаний. Предназначена для использования взрослыми и детьми.

Срок годности и условия хранения:

Хранить в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Срок годности – не ограничен.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru