СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь

_____ В.Е. Шевчук
«___» _____2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель



_____Т.В. Янцевич
«___» _____2020 г.

Инструкция по применению

САЛФЕТОК БУМАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ

ТУ BY 691300095.001-2010 изм.2

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»

_____Д.В. Гринько
«30» 04 2020 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению салфеток бумажных медицинских одноразовых

1. Соответствие

Салфетки бумажные медицинские одноразовые изготовлены согласно требований технических условий ТУ BY 691300095.001-2010 изм.2.

2. Назначение

Салфетки предназначены для покрытия кушеток и кресел в диагностических, процедурных и смотровых кабинетах, а также для защиты одежды пациентов в стоматологических и косметических кабинетах. Возможно использование салфеток в ветеринарии в качестве покрытия кушеток.

3. Описание

Салфетки представляют собой капиллярную бумажную основу, соединенную путем спекания с полиэтиленовой пленкой.

4. Форма изготовления

Салфетки изготавливаются следующих размеров:
- шириной 50 см, длиной 33, 40, 50, 75, 100, 150, 200 см;
- шириной 70 см, длиной 75, 150, 200 см.

5. Комплектация

Салфетки выпускаются в упаковке по 50, 100, 200, 250, 300 шт.

6. Способ применения

Вскрыть упаковку, вынуть салфетку и постелить пленкой вниз на поверхность кушетки, кресла и другого медицинского оборудования в местах предполагаемого контакта с кожным покровом пациента. Для защиты одежды пациента салфетку крепить специальными прищепками к одежде.

После использования салфетки утилизируются в обычном порядке.

7. Условия хранения

Хранение салфеток на складах поставщика (потребителя) в удаленном не менее чем на 1 м от света и обогревателей месте, при температуре от плюс 1 °С до плюс 45 °С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

8. Срок годности

Срок годности – 1 год с даты изготовления.

9. Изготовитель и юридический адрес

Индивидуальный предприниматель Янцевич Татьяна Валерьевна
220117, Республика Беларусь, г. Минск, пр. газ. «Звязда», д.28, корп.1, к.48.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь
_____ В.Е. Шевчук
«16» 09 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
_____ Т.В. Янцевич
«20» сентября 2010 г.

Инструкция по применению

САЛФЕТОК БУМАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ

ТУ BY 691300095.001-2010

Дело №11987

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель директор УП
«Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»
_____ С.И. Зинченко
«15» 09 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач УЗ «Минская областная
клиническая больница»
_____ Ю.Н. Ладутько
«13» 09 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач УЗ «3-я Городская
клиническая больница» г. Минска
_____ В.А. Комар
«13» 09 2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач УЗ «4-ая Городская
стоматологическая поликлиника»
_____ Л.Г. Семенова
«10» сентября 2010 г.

Копия верна
ИП Янцевич Т.В.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по применению салфеток бумажных медицинских одноразовых

1. Соответствие

Салфетки бумажные медицинские одноразовые изготовлены согласно требованиям технических условий ТУ BY 691300095.001-2010.

2. Назначение

Салфетки предназначены для покрытия кушеток и кресел в диагностических, процедурных и смотровых кабинетах, а также для защиты одежды пациентов в стоматологических и косметических кабинетах. Возможно использование салфеток в ветеринарии в качестве покрытия кушеток.

3. Описание

Салфетки представляют собой капиллярную бумажную основу, соединенную путем спекания с полиэтиленовой пленкой.

4. Форма изготовления

Салфетки изготавливаются следующих размеров:
- шириной 50 см, длиной 33, 40, 50, 75, 100, 150, 200 см;
- шириной 70 см, длиной 75, 150, 200 см.

Салфетки изготавливаются либо поштучно, либо в виде ленты, разделенной перфорацией и смотанной в рулон.

5. Комплектация

Салфетки выпускаются в упаковке по 50; 100 шт. либо в рулоне по 50; 100; 150 шт.

6. Способ применения

Вскрыть упаковку, вынуть салфетку и постелить пленкой вниз на поверхность кушетки, кресла и другого медицинского оборудования в местах предполагаемого контакта с кожным покровом пациента. Для защиты одежды пациента салфетку крепить специальными прищепками к одежде.

Салфетки в рулоне отрывать по линии перфорации.

После использования салфетки утилизируются в обычном порядке.

7. Условия хранения

Хранение салфеток на складах поставщика (потребителя) в удаленном не менее чем на 1 м от света и обогревателей месте, при температуре от плюс 1 до плюс 45 °С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

8. Срок годности

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

9. Изготовитель и юридический адрес

Индивидуальный предприниматель Янцевич Татьяна Валерьевна
Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. Первомайская, 50 -34.

Янцевич Татьяна Валерьевна

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru