
«ШЭНЬЧЖЭНЬ БОНА ФАРМА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»
(SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD)
Бона смарт Плант № 6, Гаосиньюань Гуаньшэн 1ст Роуд, Общ. Луху,
Уличный комитет Гуаньху, Район Лунхуа, Шэньчжэнь, Провинция Гуандун,
Китайская Народная Республика
Тел.: +86 755 2699 4208 Факс: +86 755 2652 7737

Инструкция по использованию

1. **Изделие: 24-милиметровая закручивающаяся крышка с вкладышем из алюминиевой ламинированной фольги**

2. **Изображение:**



3. **Описание:**
Данное изделие спроектировано для упаковки лекарственных препаратов.
Данное изделие представляет закручивающуюся крышку с вкладышем из алюминиевой ламинированной фольги, для закручивания на горловине флакона. Данное изделие состоит из двух компонентов: крышки и вкладыша из алюминиевой ламинированной фольги.

4. **Принцип работы**
Накручивание на горловину флакона. Жидкость, содержащаяся во флаконе, не сможет пролиться. Таким образом, при транспортировке продукции утечки не случится.

5. **Характерные особенности**
- Накрутите изделие на флакон во избежании утечки жидкого лекарственного препарата из флакона, а также во избежание контакта жидкого лекарственного препарата с воздухом.
- После использования жидкого лекарственного препарата, накрутите крышку на флакон во избежание загрязнения лекарственного препарата.

/печать компании Шэньчжэнь Бона Фарма Технолоджи Ко., Лтд./

Я, переводчик Хомич Ирина Ивановна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с английского языка на русский язык


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«ШЭНЬЧЖЭНЬ БОНА ФАРМА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»
(SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD)
Бона смарт Плант № 6, Гаосиньюань Гуаньшэн 1ст Роуд, Общ. Луху, Уличный комитет Гуаньху, Район Лунхуа, Шэньчжэнь, Провинция Гуандун,
Китайская Народная Республика
Тел.: +86 755 2699 4208 Факс: +86 755 2652 7737

Инструкция по использованию

1. **Изделие: 24-миллилитровый распылитель**

2. **Изображение:**



3. **Описание:**
Данное изделие спроектировано для упаковки лекарственных препаратов.
Данное изделие представляет собой дозирующий распылитель с насосом для накачивания жидкого лекарственного препарата. Данное изделие используется для простого и точного введения медицинского изделия. Данный распылитель состоит из пятнадцати компонентов: актуатора, горизонтального рычага, вкладыша, ствола, пружины 1, венчика, прокладки, крышки, поршня, дополнительного ствола, пружины 2, шарика, корпуса, погружной трубки, насадки.

4. **Принцип работы**
Поршень соединяется со стволом, пружина 2 надевается на дополнительный ствол, ствол сохраняет и фиксирует воздух в корпусе. Посредством нажимного актуатора, воздух сжимается и высвобождается из флакона под действием давления. Давление в корпусе приводит пружину 2 в действие, стальной шарик больше не преграждает путь для воздуха в корпусе. Жидкость засасывается в насос. Когда давление падает, то шарик снова преграждает путь воздуху. При повторной активации актуатора, жидкость высвобождается и по распылителю попадает наружу в распыленном виде.

5. **Характерные особенности**
-- Стальной шарик надежно закрывает флакон, защищая его от утечки лекарственного препарата, а также, обеспечивая соответствующую работу насоса.
-- Форма изделия спроектирована таким образом, чтобы оно подходило для использования в ротовой полости и горле. Вследствие активации длинного актуатора (который может поворачиваться на 360 градусов), лекарственный препарат удобно вводить из любого положения.
-- Легко впрыскивать, нажимать и использовать. Точное дозирование малым сопротивлением препятствует загрязнению лекарственного препарата при его введении.
-- На актуатор изделия возможно нажать рукой. Распыляемый лекарственный препарат гораздо лучше иных препаратов ввиду точного дозирования, низкой стоимости и стабильного давления.

/печать компании Шэньчжэнь Бона Фарма Технолоджи Ко., Лтд./

Я, переводчик Хомич Ирина Ивановна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с английского языка на русский язык

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru