УТВЕРЖДАЮ
Директор Частного предприятия
«Аюрведа Бел»
С.В. Ходанович
01.09.2020

Памятка-инструкция
Стельки ортопедические
Извещение об изменении №6 ТУ РБ 190120249.001-2001

АЮРВЕДА СТЕЛЬКИ

Подбор стелек проводится по таблице

Стельки ортопедические	
Размер стельки метрический (в см)	Размер обуви штрихмассовый
11	17,18
13	19,20,21
15	22,23,24
17	25,26,27
19	28,29,30
21	31,32,33
23	34,35,36
25	37,38,39
27	40,41,42
29	43,44,45

Стельки ортопедические предназначены для применения в стандартной обуви на низком и среднем каблуке как лечебно-профилактическое средство при вальгусной установке и статической недостаточности стоп без выраженных анатомических признаков и нефиксированном уплощении продольных и поперечных сводов стопы 1 степени. Стельки также показаны людям, характер работы которых предрасполагает к длительной нагрузке на ноги (продавцы, домохозяйки, учителя и др.) с целью равномерного распределения нагрузки на свод стопы, повышая при этом комфорт обуви.
Смена стелек происходит с увеличением размера обуви.
Гарантийный срок эксплуатации 30 дней.
Изготовитель:
Частное торгово-производственной унитарное предприятие «Аюрведа Бел»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Народная, 18
Тел.: 8-017-517-19-19
Aurveda.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru