INSTRUCTION FOR USE OF
Rubber stopper 20mm

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The rubber stopper the requirements for sealing tubing glass ,injection vails, to latest edition of the Chinese Pharmacopeia YBB00052005(ISO8362-2)

Purpose of use

Rubber stopper all size, including 13mm, 20mm, 28mm, 32mm size are used for all tubular vials and injection vials, infusion vials,used in the pharmaceutical industry for sealing the packaging of medicinal products.

Composition

Polymer
methyl butadiene with methyl
propylene bromide
Al2O3 .SiO2
S
MgO
TiO2
C

Packaging

In accordance with customer requirements, rubber stopper packed in tyvek bags, each 2500pcs per bag, two bags in one carton.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. C+A level packing

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
резиновых пробок 20мм

Настоящим мы подтверждаем, что вышеуказанные изделия были произведены по системе качества, соответствующей стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Резиновые пробки соответствуют требованиям последнего издания Китайской Фармакопеи YBB00052005(ISO8362-2) для укупорки стеклянных флаконов, флаконов для инъекций.

Цель применения

Резиновые пробки всех размеров, в том числе 13мм, 20мм, 28мм, 32мм используются для укупорки всех трубчатых флаконов, флаконов для инъекций, флаконов для инфузий, используемых в фармацевтической промышленности, для упаковки лекарственных средств.

Состав

Полимер
метил бутадиен с метилом
пропилен бромид
Al2O3 .SiO2
S
MgO
TiO2
C

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, резиновые пробки упакованы в тайвек мешки по 2500 штук в каждом, по два мешка в одной картонной коробке.

Рабочие условия

1. Распаковывать в контролируемых условиях
2. Уровень упаковки C+A

Обслуживание и ремонт

Резиновые пробки не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Buxia Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, China. Tel:
0086-533-3243561,3259165,3259701,Fax:3230786
www.pharmglass.com www.pharmglass.en.ablibaba.com e-mail: pharmglass@163169.net

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Maintenance and repair

Rubber stoppers are not subjects to maintenance and repair.

Storage

Rubber stopper don't require special storage conditions. Only pay attention to make storage in dry and clean place.

Shelf life

5 years

Хранение

Резиновые пробки не требуют особых условий хранения. Необходимо обращать внимание только на то, чтобы пробки хранились в сухом и чистом месте.

Срок хранения

5 лет

14.03,2020

SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD.
山东省
药用玻璃股份有限公司

Buxia Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, China. Tel: 0086-533-3243561,3259165,3259701,Fax:3230786
www.pharmglass.com www.pharmglass.en.ablibaba.com e-mail: pharmglass@163169.net

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru