Silgan Dispensing Systems Hemer GmbH
Ernst-Stenner-Straße 17,
58675 Хемер, Германия
Тел.: 0049-23725040
Факс: 0049-2372504128

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Название: Распылительная насадка Sprayette IV.

Назначение: Для упаковки лекарственных средств.

Способ применения: Распылительная насадка Sprayette IV предназначена для упаковки лекарственных средств. Перед первым применением необходимо несколько раз нажать на дозатор до появления струи. Если препарат не применялся длительное время (как минимум в течение одной недели), то необходимо однократно нажать на дозатор до появления струи.

Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Возможно кратковременное хранение (не более 4 недель) при температуре от 0 °С до 40 °С.

Срок годности: Не более 1 года в рекомендуемых условиях с момента изготовления до розлива распыляемого продукта.

СП ООО "ФАРМЛЭНД" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Silgan Dispensing Systems Hemer GmbH
Ernst-Stenner-Str. 17
58675 Hemer

КОПИЯ ВЕРНА
11 НОЯ 2020 20__ г.
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru