ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колпачки алюминиевые применяются для укупоривания флаконов и бутылок для лекарственных средств, крови и кровезаменителей, а также пищевых жидкостей.

Мойка, полоскание, сушка и стерилизация производится согласно нормативной документации потребителя. Затем колпачки для укупоривания обкатываются или обжимаются на флаконе.

Директор В.М. Коваль

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru