ООО «OPTIMA SOBIRJON»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ НИТРИЛЬНОГО ЛАТЕКСА

предназначены для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения

ОПИСАНИЕ

- Перчатки изготавливаются следующих размеров S,M, L.
- Текстурированная поверхность,неопудренные

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не имеется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно осмотреть упаковку и убедиться в том, что она не повреждена.
- Перед использование перчаток необходимо обработать руки.
- Вскрыть упаковку.
- После высыхания кожного антисептика сразу надеть перчатки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить при температуре от +5 до +40 С° и относительной влажности не более 80%.
- Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей.
- Срок хранения 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

- Без рецепта врача

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «OPTIMA SOBIRJON»
Республика Узбекистан,
г. Самарканд, массив Согдиана, 5.
тел: +998 66 239 38 15

OPTIMA SOBIRJON

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на территории Республики Беларусь:
ООО «Экоснаб Глобал Бел»
Республика Беларусь,
Минская область, Минский р-н, дер.Тарасово,
ул. Олимпийская, д. 5А, ком. 3
тел: +375 29 356 66 89

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru