УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЗАО «Санитарная оборона»



_____ А.А. Кобель
«04» марта 2022 г.

Инструкция по применению
ВАТЫ МЕДИЦИНСКОИ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТАННОЙ
ТУ BY 692127919.027 - 2022

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВАТЫ МЕДИЦИНСКОИ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТАННОЙ
ТУ BY 692127919.027 - 2022
Производства ЗАО «Санитарная оборона», Республика Беларусь

Наименование и состав применяемого сырья

Вата отбеленная гигроскопическая хлопковая (100 % хлопок), средство, антисептическое (полигексаметиленбигуанида гидрохлорид, феноксиэтанол, вода очищенная).

Фасовка - плотная, неплотная в рулонах, массой 25, 50, 100, 200, 250, 1000 г; плотная зигзагообразная лента, массой 50, 100, 250 г, неплотная зигзагообразная лепта массой 100 и 250 г.

Допускается, по согласованию с потребителем, укладка ваты в упаковку с иной номинальной массой.

Показания к применению

Предназначена для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях как изделие медицинского назначения при наложении повязок, компрессов, производстве инъекций, изготовлении индивидуальных пакетов по применению в чрезвычайных ситуациях несчастных случаях и т.д.

Способ применения

Для стерильной ваты - вскрыть упаковку, потянуть за нитку, использовать по назначению.

Для нестерильной ваты - вскрыть упаковку, использовать по назначению.

Условия хранении

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности нестерильной ваты не ограничен.

Срок годности стерильной ваты в невскрытой упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения - 5 лет от даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru