ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРИОДОНТОЛОГИИ

Рациональное использование с минимальными усилиями

Инструменты LM доступны в различных версиях выполнения их ручек, но все они высоко эргономичны благодаря своему дизайну и эластичному силиконовому покрытию. Каждому специалисту следует выбирать наиболее удобный инструмент для себя, а периодическая смена различных дизайнов в рабочем процессе поможет еще более уменьшить нагрузки на кисть доктора.

Инструменты представлены в двух видах ручек:

XSI - Классический эргономичный дизайн, который копируют конкуренты. Прекрасно подходит для проведения любых стоматологических процедур, гарантирует отличную тактильную чувствительность и прекрасно лежит в руке. Диаметр 11,5 мм.

ES - Больший диаметр (13,7 мм) и улучшенный дизайн обеспечивают сенсационное удобство работы, доказанное клиническими тестами.

LM 112-113 Hoe Scaler, anterior

Скейлер-мотыга LM 112-113 Hoe Scaler, anterior для удаления над- и поддесневых зубных отложений. Подходит для работы в глубоких узких карманах и на вогнутых поверхностях корня. Для работы как вертикальной, так и горизонтальной техникой.

Заостренная рабочая часть в форме мотыги с закругленными углами. Эллиптический режущий край предназначен для работы на передних и щечных поверхностях. Подходит для обработки нижних резцов, наклоненных внутрь.

LM 134-135 Hoe Scaler, lateral \ Скейлер пародонтологический Hoe Scaler, lateral

Скейлер-мотыга LM 134-135 Hoe Scaler, lateral для удаления над- и поддесневых зубных отложений. Подходит для работы в глубоких узких карманах и на вогнутых поверхностях корня. Для работы как вертикальной, так и горизонтальной техникой.

Заостренная рабочая часть в форме мотыги с закругленными углами. Предназначена для работы на на язычных и вестибулярных поверхностях.

LM 144-145 Push Scaler H4-H5 \ Скейлер-долото Push Scaler H4-H5

Скейлер пародонтологический LM 144-145 Push Scaler H4-H5. Имеет прямую долотообразную рабочую часть - для обработки межзубных промежутков. Угол рабочей поверхности 90°.

LM 146-147 Scaler H6-H7 \ Скейлер пародонтологический Scaler H6-H7

Скейлер пародонтологический гигиенический LM 146-147 EM Scaler H6-H7. Подходит для удаления зубного камня со всех поверхностей зуба.

LM 148-149 Sickle LM-Laplander \ Скейлер пародонтологический Sickle LM-Laplander

Скейлер пародонтологический LM 148-149 Laplander. Аналогичен LM 146-147, но с боковым изгибом. Обеспечивает легкий доступ к молярам и проксимальным поверхностям

LM 156-157 Hoe Scaler, posterior \ Скейлер пародонтологический Hoe Scaler, posterior

Скейлер-мотыга LM 156-157 Hoe Scaler, posterior для удаления над- и поддесневых зубных отложений. Подходит для работы в глубоких узких карманах и на вогнутых поверхностях корня. Для работы как вертикальной, так и горизонтальной техникой.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 333-334 Mini Kaplan \ Скейлер пародонтологический Mini Kaplan
Скейлер пародонтологический серповидный LM 333-334 Mini Kaplan. Используется для удаления зубных отложений.
Такие же углы изгиба, но более тонкая рабочая часть, чем у инструмента LM 322-323.

LM 784-794 Excess Scaler Mini \ Инструмент для удаления излишков пломбировочного материала Excess Scaler Mini
Инструмент LM 784-794 Mini Excess Scaler предназначен для удаления излишков пломбировочного материала в узких межзубных пространствах.

LM 785-795 Excess Scaler \ Инструмент для удаления излишков пломбировочного материала Excess Scaler
Инструмент LM 785-795 Excess Scaler предназначен для удаления излишков адгезива, цемента и композита.

LM 201-202 Gracey 1/2 \ Кюрета Грейси 1/2
Кюрета LM 201-202 Gracey 1/2 для работы с резцами и премолярами.

LM 201-202M Gracey 1/2 Mini \ Кюрета Грейси 1/2 Mini
Кюрета LM 201-202M Mini Gracey 1/2 для работы с резцами и премолярами.
Кюреты серии Mini Gracey имеют удлиненный нижний сегмент рабочей части, сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 201-202R Gracey 1/2 Rigid \ Кюрета Грейси 1/2 Rigid
Кюрета LM 201-202R Rigid Gracey 1/2 для работы с резцами и премолярами.
У кюрет серии Rigid Gracey тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Ими можно работать с большим нажимом.

LM 203-204 Gracey 3/4 \ Кюрета Грейси ¾
Кюрета LM 203-204 Gracey 3/4 для работы с резцами и премолярами.

LM 205-206 AF Gracey 5/6 Macro \ Кюрета Грейси 5/6 Macro
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 205-206 Gracey 5/6 \ Кюрета Грейси 5/6
Кюрета LM 205-206 Gracey 5/6 для работы с резцами и премолярами. Особенно хорошо подходит для проксимальных поверхностей.

LM 207-208 AF Gracey 7/8 Macro \ Кюрета Грейси 7/8 Macro
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 207-208 Gracey 7/8 \ Кюрета Грейси 7/8
Кюрета LM 207-208 Gracey 7/8 для работы на щечных, мезиальных и лингвальных поверхностях моляров и премоляров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 207-208M Gracey 7/8 Mini \ Кюрета Грейси 7/8 Mini
Кюрета LM 207-208M Mini Gracey 7/8 для работы на щечных, мезиальных и лингвальных поверхностях моляров и премоляров.
Кюреты серии Mini Gracey имеют удлиненный нижний сегмент рабочей части, сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 207-208R Gracey 7/8 Rigid \ Кюрета Грейси 7/8 Rigid
Кюрета LM 207-208R Rigid Gracey 7/8 для работы на щечных, мезиальных и лингвальных поверхностях моляров и премоляров.
У кюрет серии Rigid Gracey тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Ими можно работать с большим нажимом.

LM 209-210 Gracey 9/10 \ Кюрета Грейси 9/10
Кюрета LM 209-210 Gracey 9/10 для работы на щечных и лингвальных поверхностях моляров.

LM 211-212 AF Gracey 11/12 Macro \ Кюрета Грейси 11/12 Macro
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 211-212 Gracey 11/12 \ Кюрета Грейси 11/12
Кюрета LM 211-212 Gracey 11/12 для работы на мезиальных поверхностях премоляров и моляров.

LM 211-212M Gracey 11/12 Mini \ Кюрета Грейси 11/12 Mini
Кюрета LM 211-212M Mini Gracey 11/12 для работы на мезиальных поверхностях премоляров и моляров.
Кюреты серии Mini Gracey имеют удлиненный нижний сегмент рабочей части, сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 211-212R Gracey 11/12 Rigid \ Кюрета Грейси 11/12 Rigid
Кюрета LM 211-212R Rigid Gracey 11/12 для работы на мезиальных поверхностях премоляров и моляров.
У кюрет серии Rigid Gracey тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Ими можно работать с большим нажимом.

LM 211-214 AF Gracey 11/14 Macro mes-dis \ Кюрета Грейси 11/14 Macro mes-dis
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 211-214 Gracey 11/14 mes-dis \ Кюрета Грейси 11/14 mes-dis
Кюрета LM 211-214 Gracey 11/14 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.
Все мезиально-дистальные кюреты имеют кодировку цветными кодовыми кольцами, чтобы можно было идентифицировать рабочую часть (оранжевое - мезиальная, синее - дистальная).

LM 211-214M Gracey 11/14 Mini mes-dis \ Кюрета Грейси 11/14 Mini mes-dis
Кюрета LM 211-214M Mini Gracey 11/14 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.
Кюреты серии Mini Gracey имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходят для работы в узких глубоких карманах.
Все мезиально-дистальные кюреты имеют кодировку цветными кодовыми кольцами, чтобы можно было идентифицировать рабочую часть (оранжевое - мезиальная, синее - дистальная).

LM 212-213 AF Gracey 12/13 Macro mes-dis \ Кюрета Грейси 12/13 Macro mes-dis
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 212-213 Gracey 12/13 mes-dis \ Кюрета Грейси 12/13 mes-dis
Кюрета LM 212-213 Gracey 12/13 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.
Все мезиально-дистальные кюреты имеют кодировку цветными кодовыми кольцами, чтобы можно было идентифицировать рабочую часть (оранжевое - мезиальная, синее - дистальная).

LM 212-213M Gracey 12/13 Mini mes-dis \ Кюрета Грейси 12/13 Mini mes-dis
Кюрета LM 212-213M Mini Gracey 12/13 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.
Кюреты серии Mini Gracey имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 213-214 AF Gracey 13/14 Macro \ Кюрета Грейси 13/14 Macro
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 213-214 Gracey 13/14 \ Кюрета Грейси 13/14
Кюрета LM 213-214 Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров.

LM 213-214M Gracey 13/14 Mini \ Кюрета Грейси 13/14 Mini
Кюрета LM 213-214 Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров.
Кюреты серии Mini Gracey имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 213-214 AF Gracey 13/14 Macro \ Кюрета Грейси 13/14 Macro
Рабочая часть стандартной модели и удлиненный нижний сегмент рабочей части.

LM 213-214 ES Gracey 13/14 \ Кюрета Грейси 13/14
Кюрета LM 213-214 Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров.

LM 213-214M ES Gracey 13/14 Mini \ Кюрета Грейси 13/14 Mini
Кюрета LM 213-214 Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кюреты серии Mini Gracey имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 213-214R Gracey 13/14 Rigid \ Кюрета Грейси 13/14 Rigid
Кюрета LM 213-214R Rigid Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров.
У кюрет серии Rigid Gracey тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Ими можно работать с большим нажимом.

LM 201-202MSD Gracey 1/2 Mini SD \ Кюрета Грейси 1/2 Mini SD
Кюрета LM 201-202MSD Mini Gracey 1/2 SD для работы с резцами и премолярами.
Линейка инструментов Sharp Diamond имеет специально разработанное покрытие, которое нет необходимости затачивать повторно. Для нанесения этого уникального покрытия использовалась технология вакуумного напыления - Physical Vapor Deposition (PVD), что делает инструмент очень прочным и стойким к износу, но при этом все также острым, как бритва. Выпускаются с ручкой LM-ErgoSense, что дополнительно улучшает точность и эргономичность работы.
Инструменты Sharp Diamond получили характеристику прочности 63 по шкале Роквела. Они на 82% более износостойкие по сравнению с обычными ручными инструментами (без покрытия).

LM 207-208MSD Gracey 7/8 Mini SD \ Кюрета Грейси 7/8 Mini SD
Кюрета Грейси 7/8, мини с покрытием Sharp Diamond, для работы на щечных, мезиальных и лингвальных поверхностях моляров и премоляров.

LM 211-212MSD Gracey 11/12 Mini SD \ Кюрета Грейси 11/12 Mini SD
Кюрета LM 211-212MSD Mini Gracey 11/12 SD мини с покрытием Sharp Diamond, для работы на мезиальных поверхностях премоляров и моляров.

LM 215-216MSD LM-Syntette, Mini SD \ Кюрета пародонтологическая LM-Syntette, Mini SD
Устраняет зубные отложения на небных и лингвальных поверхностях премоляров и резцов. Позволяет точнее исследовать узкие и глубокие пародонтальные карманы. С покрытием Sharp Diamond.

LM 215-216 LM-Syntette \ Кюрета пародонтологическая LM-Syntette
LM-Syntette сочетает характеристики универсальной и финишной кюрет. Кюрета предназначена для удаления под- и наддесневых зубных отложений, используется на выпуклых и вогнутых поверхностях зуба, т.е. мезиальные и дистальные поверхности обрабатываются одним и тем же инструментом. LM-Syntette позволяет работать как вертикальными, так и горизонтальными движениями.

LM 215-216M LM-Syntette, Mini \ Кюрета пародонтологическая LM-Syntette Mini
Устраняет зубные отложения на небных и лингвальных поверхностях премоляров и резцов. Позволяет точнее исследовать узкие и глубокие пародонтальные карманы. Имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 217-218 Columbia 2L-2R \ Кюрета пародонтологическая Columbia 2L-2R
Кюрета предназначена для удаления незначительных зубных отложений с придесневых и корневых поверхностей резцов и премоляров.

LM 219-220 Columbia 4L-4R \ Кюрета пародонтологическая Columbia 4L-4R
Кюрета предназначена для удаления незначительных зубных отложений с придесневых и корневых поверхностей резцов, клыков и премоляров.

LM 222-223 McCall 13S-14S \ Кюрета пародонтологическая McCall 13S-14S
Кюрета пародонтологическая LM 222-223 McCall 13S-14S предназначена для удаления над- и поддесневых зубных отложений. Усиленная рабочая часть. Используется для работы на резцах и премолярах. Рабочая часть перпендикулярна телу

LM 222-223M McCall 13S-14S Mini \ Кюрета пародонтологическая McCall 13S-14S Mini
Кюрета пародонтологическая LM 222-223M Mini McCall 13S-14S предназначена для удаления над- и поддесневых зубных отложений.
Модель мини: более острая, немного закругленный кончик (не серповидный). Удобна для работы в узких, глубоких карманах и на изогнутых поверхностях корня.

LM 225-226 Curette LM 15-16 \ Кюрета пародонтологическая LM 15-16
Кюрета пародонтологическая LM 225-226 Curette LM 15-16 предназначена для удаления значительных зубных отложений.

LM 227-228 Barnhart 5-6 \ Кюрета пародонтологическая Barnhart 5-6
Кюрета пародонтологическая LM 227-228 Barnhart 5-6 предназначена для удаления значительных зубных отложений с поверхности моляров.

LM 233-234 Goldman-Fox 3 \ Кюрета пародонтологическая Goldman-Fox 3
Кюрета предназначена для удаления незначительных зубных отложений на придесневых и корневых поверхностях моляров и премоляров.

LM 237-238 Columbia 13-14 \ Кюрета пародонтологическая 13-14
Кюрета пародонтологическая LM 237-238 Columbia 13-14 для удаления незначительных зубных отложений с придесневых и корневых поверхностей моляров.

LM 245-246 Gracey 15/16, mesial \ Кюрета Грейси 15/16
Кюрета LM 245-246 Gracey 15/16 для работы на мезиальных поверхностях моляров. Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 11/12, для улучшенного доступа.

LM 245-246M Gracey 15/16 Mini \ Кюрета Грейси 15/16 Mini
Кюрета LM 245-246M Mini Gracey 15/16 для работы на мезиальных поверхностях моляров. Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Mini Gracey 11/12, для улучшенного доступа. Кюреты серии Mini Gracey имеют удлиненный нижний сегмент рабочей части, сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 245-246R Gracey 15/16 Rigid \ Кюрета Грейси 15/16 Rigid
Кюрета LM 245-246R Rigid Gracey 15/16 для работы на мезиальных поверхностях моляров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 11/12, для улучшенного доступа.У кюрет серии Rigid Gracey тело рабочей части более толстое и жесткое, а кончик рабочей части шире, чем у стандартной модели. Ими можно работать с большим нажимом.

LM 245-248 Gracey 15/18 mes-dis \ Кюрета Грейси 15/18 mes-dis
Кюрета LM 245-248 Gracey 15/18 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.

LM 245-248M Gracey 15/18 Mini mes-dis \ Кюрета Грейси 15/18 Mini mes-dis
Кюрета LM 245-248M Mini Gracey 15/18 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте с удленненным нижним сегментом рабочей части.

LM 246-247 Gracey 16/17 mes-dis \ Кюрета Грейси 16/17 mes-dis
Кюрета LM 246-247 Gracey 16/17 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.

LM 246-247M Gracey 16/17 Mini mes-dis \ Кюрета Грейси 16/17 Mini mes-dis
Кюрета LM 246-247M Mini Gracey 16/17 - сочетание мезиальной и дистальной рабочих частей в одном инструменте. Позволяет обработать один квадрант без смены инструмента.
Кюреты серии Mini Gracey имеет удлиненный нижний сегмент рабочей части и укороченную рабочую часть по сравнению со стандартной моделью. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 247-248 Gracey 17/18, distal \ Кюрета Грейси 17/18
Кюрета LM 247-248 Gracey 17/18 для работы на дистальных поверхностях моляров. Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Gracey 13/14, для улучшенного доступа.
LM 247-248M Gracey 17/18 Mini \ Кюрета Грейси 17/18 Mini
Кюрета LM 247-248M Mini Gracey 17/18 для работы на дистальных поверхностях моляров. Лезвие более изогнуто, чем у кюреты Mini Gracey 13/14, для улучшенного доступа, с удлиненным нижним сегментом рабочей части. Сама рабочая часть меньше, чем у стандартной модели. Подходят для работы в узких глубоких карманах.

LM 255-256D Concavity Diamond File SV 5-6 \ Кюрета пародонологическая Concavity Diamond File SV 5-6
Кюрета пародонтологическая LM 255-256D Concavity Diamond File SV 5-6 для обработки значительных поражений в зоне фуркации. Имеет закругленную и изогнутую рабочую часть с алмазным покрытием.
Инструменты с алмазным напылением разработаны для обработки глубоко расположенных вогнутых поверхностей корня в анатомически труднодоступных областях.

LM 257-258D Furcation Diamond File SV 7-8 \ Кюрета пародонтологическая Concavity Diamond File SV 7-8
Инструмент с алмазным напылением. Предназначен для зоны фуркации корней.

LM 261-262D Furcation Diamond File \ Кюрета пародонтологическая с алмазным напылением
Инструмент с алмазным напылением. Предназначен для зоны фуркации корней.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 263-264D Diamond File mes-dist \ Кюрета пародонтологическая с алмазным напылением, mes-dist
LM 263-264D Diamond File mes-dist - очень деликатный инструмент для финишного скейлинга поверхностей корня. Тонкая и гибкая рабочая часть обеспечивает легкий доступ к мезиально-дистальным поверхностям и углублениям.

LM 266-267 Gracey P3-P4 \ Кюрета Грейси P3-P4
Кюрета LM 266-267 Gracey P3-P4 для работы с резцами и премолярами. Укороченная рабочая часть делает инструмент более жестким.

LM 277-278 McCall 17-18 \ Кюрета пародонтологическая McCall 17-18
Кюрета пародонтологическая LM 277-278 McCall 17-18 предназначена для удаления значительных зубных отложений со всех поверхностей зуба. Особенно хорошо подходит для широких поверхностей моляров.

LM 279-280 McCall 17S-18S \ Кюрета пародонтологическая McCall 17S-18S
Более узкая и острая рабочая часть, чем у 17-18. Предназначена для удаления зубных отложений со всех поверхностей зуба. Отлично подходит для удаления отложений с контактных поверхностей.

LM 281-282 Langer 1/2 \Кюрета пародонтологическая Langer ½
Кюрета Langer сочетает рабочую часть универсальной кюреты и изгиб тела кюреты Грейси (Gracey). Используется для работы на всех поверхностях зуба. Кюрета Langer 1/2 предназначена для работы на премолярах и молярах нижней челюсти.

LM 281-282M Langer 1/2 Mini \ Кюрета пародонтологическая Langer 1/2 Mini
Кюреты Langer серии Mini отличаются от стандартных удлиненным стволом и укороченной рабочей частью. Langer 1/2 предназначена для работы на премолярах и молярах нижней челюсти.

LM 283-284 Langer 3/4 \ Кюрета пародонтологическая Langer ¾
Кюрета пародонтологическая LM 283-284 Langer 3/4 для работы на премолярах и молярах верхней челюсти.

LM 283-284M Langer 3/4 Mini \ Кюрета пародонтологическая Langer 3/4 Mini
Кюреты Langer серии Mini отличаются от стандартных удлиненным стволом и укороченной рабочей частью. Кюрета Langer 3/4 предназначена для работы на премолярах и молярах верхней челюсти.

LM 285-286 Langer 5/6 \ Кюрета пародонтологическая Langer 5/6
Предназначена для работы на резцах верхней и нижней челюсти.

LM 285-286M Langer 5/6 Mini \ Кюрета пародонтологическая Langer 5/6 Mini
Предназначена для работы на резцах верхней и нижней челюсти. С удлиненным стволом и укороченной рабочей частью.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 283MTIEM Tip Implant Universal curette Mini L ErgoMix \ Кюрета пародонтологическая с алмазным напылением
LM 283MTI EM - насадка LM-ErgoMix универсальная кюрета L. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 284MTIEM Tip Implant Universal curette Mini R ErgoMix \ Кюрета пародонтологическая с алмазным напылением
LM 284MTI EM - насадка LM-ErgoMix универсальная кюрета R. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 201-202MTI EM Implant Gracey 1/2 Mini ErgoMix \ Кюрета пародонтологическая Грейси 1/2 Mini ErgoMix
Кюрета LM 201-202MTI EM Mini Gracey 1/2 для работы с резцами и премолярами. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 211-212MTI EM Implant Gracey 11/12 Mini Ergomix \ Кюрета пародонтологическая Грейси 11/12 Mini ErgoMix
Данный инструмент бережно устраняет зубные отложения, не повреждая поверхность имплантов.

LM 213-214MTI EM Implant Gracey 13/14 Mini Ergomix \ Кюрета пародонтологическая Грейси 13/14 Mini ErgoMix
Кюрета LM 213-214MTI EM Mini Gracey 13/14 для работы на дистальных поверхностях премоляров и моляров. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 201MTIEM Tip Implant Gracey Mini 1 ErgoMix \ Кюрета пародонтологическая Грейси Mini 1 ErgoMix со сменными насадками
LM 201MTI EM - насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 1, мини. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 202MTIEM Tip Implant Gracey Mini 2 ErgoMix \ Кюрета пародонтологическая Грейси Mini 2 ErgoMix со сменными насадками
LM 202MTI EM - насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 2, мини. Предназначена для ухода за имплантами.

LM 211MTIEM Tip Implant Gracey Mini 11 ErgoMix \ Кюрета Грейси Mini 11 ErgoMix со сменными насадками
Насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 11, мини. Предназначена для ухода за имплантами. Изготовлена из чувствительного, но эффективного титана, который не повредит поверхности.

LM 212MTIEM Tip Implant Gracey 12 Mini ErgoMix \ Кюрета Грейси Mini 12 ErgoMix со сменными насадками
Насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 12, мини. Предназначена для ухода за имплантами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 213MTIEM Tip Implant Gracey Mini 13 ErgoMix \ Кюрета Грейси Mini 13 ErgoMix со сменными насадками
Насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 13, мини. Предназначена для ухода за имплантами.

LM 214MTIEM Tip Implant Gracey Mini 14 ErgoMix \ Кюрета Грейси Mini 14 ErgoMix со сменными насадками
Насадка LM-ErgoMix кюрета Грейси 14, мини. Предназначена для ухода за имплантами.

LM 251-253 Interproximal Curette SV 1-3 \ Кюрета пародонтологическая Interproximal Curette SV 1-3
Кюрета пародонтологическая LM 251-253 Interproximal Curette SV 1-3 предназначена для квадрантов 1 и 3. Особенности: Скошенная рабочая поверхность, один режущий край. Одним и тем же инструментом обрабатывается мезиальная и дистальная поверхности соседних зубов. Для работы движениями в горизонтальной плоскости, начиная от щечной поверхности/

LM 252-254 Interproximal Curette SV 2-4 \ Кюрета пародонтологическая Interproximal Curette SV 2-4
Кюрета пародонтологическая LM 252-254 Interproximal Curette SV 2-4 предназначена для квадрантов 2 и 4.

LM 818002 Extraction instruments sharpening stone \ Абразивный брусок для заточки инструментов
Заточка инструментов для удаления круглым камнем для заточки - это быстрый и легкий способ, благодаря которому инструменты будут оставаться острыми и готовыми к работе.

LM 43-47 Plastic instrument, anterior \ Гладилка-штопфер
Гладилка - штопфер LM 43-47 Plastic anterior для для внесения, уплотнения и моделирования материала. Для фронтальной группы.

LM 431-433 Arte Solo Anterior \ Гладилка Arte Solo Anterior
Инструмент для эстетической реставрации передних зубов. Округлые и прямые шпатели предназначены для моделирования передних зубов, особенно губных поверхностей.

LM 434-438 Arte Solo Posterior \ Гладилка Arte Solo Posterior
Инструмент для композитной реставрации боковых зубов. Конец плаггера предназначен для объемного заполнения и моделирования композитных материалов. Острый конец позволяет моделировать анатомию окклюзионной поверхности.

LM 442-443 Arte Modella \ Arte Modella Гладилка гибкая, цвет-голубой
Очень тонкая и гибкая гладилка для внесения и эстетического моделирования композита. Идеальна для взаимодействия с вестибулярными стенками фронтального зуба. Легкое сглаживание. Адаптирована для произведения мельчайших манипуляций благодаря тонкому концу. Высокая износостойкость. Комфорт и улучшенная продуктивность благодаря анатомическому дизайну.

LM 444-445 Mini Spatula \ Гладилка - обратная гладилка Mini Spatula
Гладилка - обратная гладилка LM 444-445 Mini Spatula предназначена для внесения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

пломбировочных материалов в кариозную полость и формирование контактных и вестибулярных поверхностей.

LM 446-447 Composite Spatula 6 \ Композитный шпатель Composite Spatula 6
Гладилка - обратная гладилка LM 446-447 Composite Spatula 6 предназначена для внесения пломбировочных материалов в кариозную полость и формирование контактных и вестибулярных поверхностей.

LM 464-494 Arte Applica Twist \ Arte Applica Twist Гладилка гибкая, цвет-синий
LM-Arte Applica Twist - тонкая и узкая гибкая гладилка. Специальный разворот рабочих частей позволяет работать в труднодоступных местах без дополнительных поворотов руки, например, при моделировании апроксимальных стенок.

LM 46-49 Arte Applica \ LM-Arte Applica Гладилка, цвет-коричневый
Гладилка для точного моделирования и скульптурного формирования композиционными материалами.

LM 48-702 Plastic instrument, posterior \ Гладилка - штопфер Plastic instrument, posterior
Гладилка - штопфер LM 48-702 Plastic posterior для внесения, уплотнения и моделирования материала.

LM 71-73 Maehlum \ Гладилка с режущей гранью Maehlum
Гладилка с режущей гранью.

LM 741-751 Hollenback 1/2 \ Гладилка с режущей гранью, Hollenback ½
Гладилка с режущей гранью.

LM 74-75 Nyström I \ Гладилка с режущей гранью Nyström I
Гладилка с режущей гранью.

LM 76-77 Nyström III \ Гладилка с режущей гранью Nyström III
Гладилка с режущей гранью.

LM 43-47DDES Plastic instrument, anterior \ Гладилка-штопфер, anterior
Гладилка - штопфер LM 43-47 Plastic anterior для для внесения, уплотнения и моделирования материала. Для фронтальной группы. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

LM 444-445DDES Mini Spatula \ Гладилка - обратная гладилка
Предназначена для внесения пломбировочных материалов в кариозную полость и формирование контактных и вестибулярных поверхностей. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

LM 48-702DDES Plastic instrument, posterior \ Гладилка - штопфер, posterior
Для внесения, уплотнения и моделирования материала. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 31-32 Burnisher \ Штопфер Burnisher
Штопфер LM 31-32 Burnisher предназначен для моделирования пломб и адаптации матриц.

Штопферы:
LM 340-360 Plugger cylindrical 1,0-1,5mm \ Штопфер цилиндрический 1.0-1.5mm
LM 350-380 Plugger cylindrical 1,2-2,0mm \ Штопфер цилиндрический 1.2-2.0mm
LM 370-390 Plugger cylindrical 1,8-2,5mm \ Штопфер цилиндрический 1.8-2.5mm
Данные штопферы используются для работы с небольшими пломбами. Отличаются размером рабочей части.

LM 471-473 Burnisher-Plugger 1.5-2.5mm \ Штопфер Burnisher-Plugger 1.5-2.5mm
Штопфер-шарик, рабочие части диаметром 1.5-2.5 мм. Для работы с пломбами

LM 476-477 Burnisher 27-29 \ Штопфер Burnisher 27-29
Штопфер LM 476-477 Burnisher 27-29 предназначен для формирования окклюзионных поверхностей, фиссур, бугорков.

LM 488-489 Arte Condensa \ LM-Arte Condensa Штопфер, цвет-серый
LM-Arte Condensa - длинный и круглый штопфер разработан специально для моделирования композита. Изгиб плеча обеспечивает неограниченный доступ ко всем полостям. Рабочие части разной толщины позволяют работать в полостях разных размеров, как на фронтальных, так и на боковых зубах. Закругленный кончик обеспечивает деликатную конденсацию без прилипания материала.

LM 702-703 Form Condenser 1.5-2.5mm \ Штопфер Form Condenser 1.5-2.5mm
Штопфер размером 1,5-2,5 мм для моделировки.

LM 31-32DDES Burnisher \ Штопфер
предназначен для моделирования пломб и адаптации матриц. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

LM 471-473DDES Burnisher - Plugger, ballended, 1.5-2.5 mm \ Штопфер 1.5-2.5mm
Штопфер-шарик, рабочие части диаметром 1.5-2.5 мм. Для работы с пломбами. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

LM 482-483 Packer-Modeller IO \ Моделирующий инструмент Packer-Modeller IO
Моделирующий инструмент - штопфер LM 482-483 Packer-Modeller IO имеет рабочую часть конической формы, предназначен для формирования окклюзионной поверхности и работы со всеми видами композиционных материалов. Композиционные материалы не прилипают к идеально отполированной рабочей части инструмента.

LM 482-702 Packer-Modeller IO \ Моделирующий инструмент Packer-Modeller IO
LM 482-702 Packer-Modeller IO - комбинированный инструмент для моделирования поверхности премоляров.

LM 483-703 Packer-Modeller IO \ Моделирующий инструмент Packer-Modeller IO
LM 483-703 Packer-Modeller IO - комбинированный инструмент для моделирования поверхности моляров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 707-708 Modeller MH Mini \ Моделирующий инструмент Modeller MH Mini
Моделирующий инструмент LM 707-708 Modeller MH Mini для работы с композитными материалами. Подходит для работы в апроксимальных полостях премоляров или более маленьких полостей моляров. Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации.

LM 708-709 Modeller MH \ Моделирующий инструмент Modeller MH
Моделирующий инструмент LM 708-709 Modeller MH для работы с композитными материалами. Подходит для работы в больших апроксимальных полостях. Рабочие части цилиндрической формы не застревают в материале во время полимеризации.

LM 482-483DDES Packer-Modeller IO \ Моделирующий инструмент-штопфер
Имеет рабочую часть конической формы, предназначен для формирования окклюзионной поверхности и работы со всеми видами композиционных материалов. Композиционные материалы не прилипают к идеально отполированной рабочей части инструмента. С антибликовым покрытием Dark Diamond.

LM 481-487 Arte Fissura \ LM Arte Fissura Моделирующий инструмент, цвет-лаймовый
LM-Arte Fissura - моделировщик с исключительно тонкими заостренными рабочими частями. Коническая рабочая часть позволяет воссоздать анатомию окклюзионной плоскости премоляров и моляров всего одним инструментом. Тонкий, похожий на зонд, рабочий кончик оптимален для моделировки фиссур и мамелон, а также нанесения красителей. Инструмент Fissura помогает найти излишки бондинга на поверхности зуба.

LM 478-479 Modelling Instrument \ Моделирующий инструмент
Инструмент, предназначенный для моделировки композита.

LM 121-122 GingivalMarginTrimmer1.2mm,dis \ Эмалевый нож, дистальный Gingival Margin Trimmer 1.2 мм, dis
Эмалевый нож LM 121-122 GM Trim distal 1.2 используется для окончательного препарирования внешних краев полости в горизонтальной плоскости и для удаления истонченных эмалевых стенок, пораженной кариесом эмали.

LM 125-126 GingivalMarginTrimmer1.2mm mes \ Эмалевый нож, мезиальный Gingival Margin Trimmer 1.2 мм, mes
Эмалевый нож LM 125-126 GM Trim mesial 1.2 используется для окончательного препарирования внешних краев полости в горизонтальной плоскости и для удаления истонченных эмалевых стенок, пораженной кариесом эмали.

LM 307-308 Arte Eccesso \ Инструмент для удаления излишков Arte Eccesso
Инструмент, позволяющий удалить излишки материала.

LM 44-45 CMF Shaper \ Многофункциональный инструмент CMF Shaper
Инструмент многофункциональный LM 44-45 CMF Shaper имеет рабочую часть в форме томагавка и сочетает характеристики уплотнителя, моделировщика и инструмента для завершающей обработки. Угол между телом инструмента и рабочей частью - 45°,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

что облегчает размещение композиционного материала в полостях на дистальных и мезиальных поверхностях зуба. Инструмент удаляет излишки композиционного материала со всех поверхностей зуба после световой полимеризации, что особенно удобно при реставрации полостей II класса.

LM 450-460 Spatula \ Шпатель Spatula
Используется для наложения материала.
LM 484-485 Flow Instrument IO \ Инструмент для работы с жидкотекучими материалами Flow Instrument IO
Инструмент LM 484-485 Flow Instrument IO для работы с жидкотекучими композиционными материалами.

LM 490-491 Cord Packer 2.0mm \ Инструмент для укладки ретракционной нити 2.0 мм Cord Packer 2.0mm
Инструмент LM 490-491 Cord Packer 2.0 для укладки ретракционной нити в десневой карман. Закругленный кончик рабочей части не повреждает десну. Правильно изогнутая рабочая часть позволяет укладывать нить как круговыми, так и вертикальными движениями.

LM 492-493 ES Cord Packer 2.6mm \ Инструмент для укладки ретракционной нити 2.6 мм Cord Packer 2.6mm
Как и инструмент 490-491, но с увеличенной рабочей частью на 0.6 мм.

LM 496-497 Arte Misura \ LM Arte Misura (Штопфер, цвет-фиолетовый)
Уникальный инструмент для горизонтального и вертикального измерения толщины слоя композита при реставрации фронтальной группы зубов. После наложения слоя дентинного композита, но до полимеризации, более тонкая рабочая часть конической формы помещается на натуральную эмаль зуба. Таким образом, незатвердевший композит, оставшийся под рабочей частью, будет аккуратно смоделирован, оставляя оптимальное пространство для следующего слоя.Более толстая и короткая рабочая часть помещается горизонтально на край подготовленной полости, так чтобы край рабочей части оставался на натуральной эмали. Это поможет определить оптимальное количество прозрачного композита для финишного слоя. В результате в реставрации будет идеальное соотношение опаковых и прозрачных композитов, что позволит избежать появления неприятного серого оттенка.

LM 498-499 Arte Posterior Misura \ Инструмент для эстетической реставрации Arte Posterior Misura
LM-Arte Posterior Misura - версия популярного инструмента Misura для боковых зубов. Разработан для горизонтального и вертикального измерения толщины композитных слоев при реставрации премоляров и моляров. Рабочая часть в виде вилки позволяет моделировать и измерять композит даже при установленной матрице.

LM 71-72 Universal Carver occlusal-proximal \ Универсальный инструмент с режущей гранью для реставраций Universal Carver occlusal-proximal
Универсальный инструмент для реставрации с режущей гранью LM 71-72 Universal Carver для работы на окклюзионных и проксимальных поверхностях.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 731-732 Cleoid-Discoid \ Режущий инструмент для реставрации Cleoid-Discoid
Режущий инструмент для реставрации.

Держатели насадок:
LM 750-756 Multiholder PK I \ Держатель для насадок Multiholder PK I
LM 752-754 Multiholder PK II \ Держатель для насадок Multiholder PK II
LM 752-756 Multiholder PK III Gengiva \ Держатель для насадок Multiholder PK III
Инструменты MultiHolder и разные варианты сменных пластиковых насадок - это действительно многофункциональные инструменты. Инструменты изогнуты под четырьмя разными углами, что позволяет работать даже на труднодоступных участках - оптимальное сочетание стали и пластика - плечо инструмента жесткое, а рабочая часть может быть гибкой, когда это необходимо.

Насадки бывают в трех вариациях и в трех размерах. Идут как в комплекте всех размеров, так и каждый размер по отдельности:
LM 7622 Contact Formers XS \ Насадка для восстановления контактного пункта Contact Formers XS
LM 7624 Contact Formers S \ Насадка для восстановления контактного пункта Contact Formers S
LM 7626 Contact Formers M \ Насадка для восстановления контактного пункта Contact Formers M
LM 7628 Contact Formers L \ Насадка для восстановления контактного пункта Contact Formers L
LM 7620 Contact Formers Assortment \ Набор насадок для восстановления контактного пункта Contact Formers Assortment
Насадки для восстановления контактного пункта используется со всеми видами матриц и не прилипает к композиционным материалам.

LM 7502 Gingival Retractors S \ Ретракторы Gingival Retractors S
LM 7504 Gingival Retractors M \ Ретракторы Gingival Retractors M
LM 7506 Gingival Retractors XL \ Ретракторы Gingival Retractors XL
LM 7500 Gingival Retractors Assortment \ Ретрактор Gingival Retractors Assortment
Ретракторы обеспечивают оптимальные условия работы в придесневой зоне.

LM 7602 Cervical Matrices for incisors \ Пришеечная матрица Cervical Matrices for incisors
LM 7604 Cervical Matrices for canines and premolars \ Пришеечная матрица Cervical Matrices for canines and premolars
LM 7606 Cervical Matrices for small molars \ Пришеечная матрица Cervical Matrices for small molars
LM 7608 Cervical Matrices for large molars \ Пришеечная матрица Cervical Matrices for large molars
LM 7600 Cervical Matrices Assortment \ Набор пришеечных матриц Cervical Matrices Assortment
Пришеечные матрицы используются для придания анатомически правильной формы поверхности пломбы в пришеечной области.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 7550 Multilevel \ Нож для удаления насадок LM-MultiLevel
Подходит для удаления пластиковых насадок насадок с держателя для насадок LM-MultiHolder.

LM 6657 ES LM-CompoSet (Includes: LM-Servo 5 cassette 6650, Mini Spatula LM 444-445, Plastic instrument LM 43-47, Form Condenser LM 702-703, Packer-Modeller IO LM 482-483, Mini Excess Scaler LM 784-794) \ Набор для реставрации (Включает: Кассета для инструментов LM-Servo 5 LM 6650, Гладилка LM 444-445, Гладилка-штопфер LM 43-47, Штопфер LM 702-703, Моделирующий инструмент LM 482-483, Инструмент Mini Excess Scaler LM 784-794)
Сет из комбинации нескольких вышеперечисленных инструментов. В комплекте кассета для хранения, в которой удобно стерилизовать инструмент. Для открытия кассеты потяните на себя створки в местах, обозначенными стрелками.

LM 6840 ES ArteSet (Includes: LM-Servo 5 cassette LM 6650, LM-Arte Applica LM 46-49, LM-Arte Condensa LM 488-489, LM-Arte Fissura LM 481-487, LM-Arte Misura LM 496-497, LM-Arte Eccesso LM 307-308) \ Набор для эстетической реставрации (Включает: Кассета LM-Servo 5, Гладилка Applica LM 46-49, Штопфер Condensa LM 488-489, Штопфер Fissura LM 481-487, Штопфер Misura LM 496-497, Скейлер Eccesso LM 307-308)
Сет из комбинации нескольких вышеперечисленных инструментов. В комплекте кассета для хранения, в которой удобно стерилизовать инструмент. Для открытия кассеты потяните на себя створки в местах, обозначенными стрелками.

LM 6652 ES LM-PerioSet 1 (Includes: LM-Servo 5 cassette LM 6650, Mini Sickle LM 311-312, Curette McCall 17-18, Curette Gracey ½ LM 201-202, Curette Gracey 11/12 LM 211-212, Curette Gracey 13/14 LM 213-214) \ Набор пародонтологический (Включает: Кассета для инструментов LM-Servo 5 LM 6650, Скейлер серповидный Mini Sickle LM 311-312, Кюрета универсальная McCall 17-18 LM 277-278, Кюрета Грейси Gracey ½ LM 201-202, Кюрета Грейси Gracey 11/12 LM 211-212, Кюрета Грейси Gracey 13/14 LM 213-214)
Сет из комбинации нескольких вышеперечисленных инструментов. В комплекте кассета для хранения, в которой удобно стерилизовать инструмент. Для открытия кассеты потяните на себя створки в местах, обозначенными стрелками.

LM 6682 ES LM-PerioSet 2 (Includes: LM-Servo 8 cassette, LM 6680 Mini Sickle LM 311-312, Curette McCall 17-18 LM 277-278, Curette Gracey ½ LM 201-202, Curette Gracey 9/10 LM 209-210, Curette Gracey 11/12 LM 211-212, Curette Gracey 13/14 LM 213-214, Curette Mini Gracey 15/16 LM 245-246M, Curette Mini Gracey 17-18 LM 247-248M) \ Набор пародонтологический 2 (Включает: Кассета для инструментов LM-Servo 8 LM 6680, Скейлер серповидный Mini Sickle LM 311-312, Кюрета универсальная McCall 17-18 LM 277-278, Кюрета Грейси Gracey ½ LM 201-202,Кюрета Грейси Gracey 9/10 LM 209-210, Кюрета Грейси Gracey 11/12 LM 211-212,Кюрета Грейси Gracey 13/14 LM 213-214, Кюрета Грейси Mini Gracey 15/16 LM 245-246M, Кюрета Грейси Mini Gracey 17-18 LM 247-248M)
Сет из комбинации нескольких вышеперечисленных инструментов. В комплекте кассета для хранения, в которой удобно стерилизовать инструмент. Для открытия кассеты потяните на себя створки в местах, обозначенными стрелками.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LM 6842 ES Perio Kit (Includes: LM-Servo 8 cassette LM 6680, Concavity Diamond SV 5-6 LM 255-256D, Mini Gracey 13/14 LM 213-214M, Mini Gracey 11/12 LM 211-212M, Mini Gracey 7/8 LM 207-208M, McCall 17S-18S LM 279-280 \ Набор пародонтологический (Включает: Кассета для инструментов LM 6680, Кюрета с алмазным напылением SV 5-6 LM 255-256D, Кюрета Mini Gracey 13/14 LM 213-214M, Кюрета Mini Gracey 11/12 LM 211-212M, Кюрета Mini Gracey 7/8 LM 207-208M, Кюрета универсальная McCall 17S-18S LM 279-280)

Сет из комбинации нескольких вышеперечисленных инструментов. В комплекте кассета для хранения, в которой удобно стерилизовать инструмент. Для открытия кассеты потяните на себя створки в местах, обозначенными стрелками.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru