«Утверждаю»
Директор ООО «ФИРМА
«ТЕХНОКОМПЛЕКС»
_____ В.Т. Мазилкин

Инструкция ТК.ИЗ.002-01

по медицинскому применению ИМН «Наборы гинекологические одноразового применения» (без инструментов манипуляционных)

«Набор гинекологический смотровой №5»
«Набор гинекологический смотровой №5S»
«Набор гинекологический смотровой №6»
«Набор гинекологический смотровой №7»
«Набор гинекологический смотровой №12»
«Набор гинекологический смотровой №12S»
«Набор гинекологический смотровой №37»
«Набор гинекологический смотровой №37S»
Набор гинекологический смотровой №38»
«Набор гинекологический смотровой №38S»
«Набор гинекологический смотровой (для трансвагинального УЗИ) №8»

UA.TR.002

«Разработан»
Нальник технического отдела
ООО «ФИРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
_____ В.В. Щербак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы гинекологические предназначены для проведения профилактических осмотров и лечебных процедур со взятием проб на анализ в условиях гинекологических и венерологических учреждений любого уровня.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Набор в зависимости от комплектации содержит бахилы, пеленку, перчатки и зеркало вагинальное.


Типичные комплектации наборов:

Название набора	Количество составляющих, шт.
Набор гинекологический смотровой №5 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
Набор гинекологический смотровой №5S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
Набор гинекологический смотровой №12 стерильный	
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
Набор гинекологический смотровой №12S стерильный	
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
Набор гинекологический смотровой №6 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
Набор гинекологический смотровой №7 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
Набор гинекологический смотровой (для трансвагинального УЗИ) №8 стерильний	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
пеленка гигиеническая 25см х 20см	2
презерватив «VIVA»	1
Набор гинекологический смотровой №37 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
Набор гинекологический смотровой №37S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
Набор гинекологический смотровой №38 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
Набор гинекологический смотровой №38S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер **S**)	1

Изделие упаковывают в потребительскую тару, изготовленную из пленки полиэтиленовой ГОСТ 10354-82 и подвергают радиационной стерилизации или в потребительскую упаковку с газопроницаемой бумаги и подвергают газовой стерилизации (оксидом этилена). Изделие стерильное. Качество изделия соответствует требованиям ТУ У 19117325.002-99



3. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Применяют при акушерско-гинекологических осмотрах.

Индивидуальная упаковка изделия раскрывается во время проведения манипуляций.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Индивидуальная непереносимость материалов.

Не применять при повреждении упаковки.

Применять только один раз.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1. Раскрыть потребительскую (конечную) упаковку набора, извлечь пеленку гигиеническую и перчатки
2. Пеленку гигиеническую поместить на гинекологическое кресло, потом одеть перчатки
3. Вытянуть зеркало вагинальное с упаковки (для наборов №№5, 12);
4. Провести манипуляции зеркалом вагинальным (для наборов №№5, 12);
5. Использованные зеркало вагинальное, пеленку гигиеническую, бахилы и перчатки после дезинфекции подлежат утилизации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Не рекомендуется подвергать изделие длительному воздействию критических температур (более + 40°С и меньше, чем +5) и избыточному давлению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Наборы гинекологические подвергают радиационному методу стерилизации (удельная доза ионизирующего излучения и валидация производства согласно ДСТУ EN ISO 11137) или газовому методу (оксидом этилена) стерилизации (валидация производства согласно ДСТУ УN ISO 11135).

8. ХРАНЕНИЕ.

Гарантийный срок хранения:

- в стерильном исполнении:

о стерилизованных оксидом этилена - 5 (пять) лет с даты стерилизации;

о стерилизованных радиационным методом - 5 (пять) лет с даты стерилизации;

Не использовать после истечения срока хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«Утверждаю»
Директор ООО «ФИРМА
«ТЕХНОКОМПЛЕКС»
_____ В.Г.Мазилкин

Инструкция ТК.ИЗ.002-02

по медицинскому применению ИМН «Наборы гинекологические одноразового применения» (с инструментами манипуляционными)

«Наборы гинекологические смотровые №№1, 1S, 2, 2S, 3, 3S, №4, №4S, №9, №10, №13, №13S, №14, №14S, №15, №16, №16S, №17, №18, №19, №23, №23S, №24, №24S, №25, №25S, №26, №26S, №27, №27S, №28, №28S, №29, №29S, №30, №30S, №31, №31S, №32, №32S, №33, №33S, №34, №34S, №35, №35S, №36, №36S, №37, №37S, №38, №38S.

UA.TR.002

«Разработан»
Начальник технического отдела
ООО «ФИРМА «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
_____ В.В. Щербак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

UA.TR 002

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы гинекологические предназначены для проведения профилактических осмотров и лечебных процедур со взятием проб на анализ в условиях гинекологических и венерологических учреждений любого уровня.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Набор содержит комплект манипуляционных инструментов и изделий медицинского назначения, необходимых при проведении осмотров.

Типичные комплектации наборов:

Название набора	Количество составляющих, шт.
Набор гинекологический смотровой №1 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №2 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №3 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
Набор гинекологический смотровой №4 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
шпатель Эйра гинекологический	1
Набор гинекологический смотровой №13 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cervex»	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №9 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ложка Фолькмана	1
Набор гинекологический смотровой №16S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №16 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №1S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №2S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №3S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
Набор гинекологический смотровой №4S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
шпатель Эйра гинекологический	1
Набор гинекологический смотровой №13S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cervex»	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №14 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №14S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №10 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №18 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
пеленка гигиеническая 25см х 20см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
Набор гинекологический смотровой №19 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №23 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №23S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

UA.TR.002

Набор гинекологический смотровой №24 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №24S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	2
аппликатор ватный	1
ложка Фолькмана	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №25 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cervex»	1
Набор гинекологический смотровой №25S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cervex»	1
Набор гинекологический смотровой №26 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cervex»	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cito»	2
Набор гинекологический смотровой №26S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cervex»	1
щіточка гінекологічна цервікальна «Cito»	2
Набор гинекологический смотровой №27 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №27S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №28 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №28Sстерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №29 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №29S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №30 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №30S стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
аппликатор ватный	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №31 стерильный	
перчатки смотровые (размер М)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер М)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ложка Фолькмана	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №31S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
ложка Фолькмана	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №32 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
ложка Фолькмана	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №32S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
ложка Фолькмана	1
шпатель Эйра гинекологический	1
стекло предметное 7,5 см х 2,5 см	2
Набор гинекологический смотровой №33 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
Набор гинекологический смотровой №33S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
щеточка гинекологическая цервикальная «Cito»	1
Набор гинекологический смотровой №34 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
ложка Фолькмана	1
Набор гинекологический смотровой №34S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
бахилы медицинские низкие	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
ложка Фолькмана	1
Набор гинекологический смотровой №35 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

зеркало вагинальное (размер M)	1
ложка Фолькмана	1
Набор гинекологический смотровой №35S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
ложка Фолькмана	1
Набор гинекологический смотровой №36 стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер M)	1
шпатель Эйра гинекологический	1
Набор гинекологический смотровой №36S стерильный	
перчатки смотровые (размер M)	1 пара
пеленка гигиеническая 60см х 50см	1
зеркало вагинальное (размер S)	1
шпатель Эйра гинекологический	1

Изделие упаковывают в потребительскую тару, изготовленную из пленки полиэтиленовой ГОСТ 10354-82 и подвергают радиационной стерилизации или в потребительскую упаковку с газопроницаемой бумаги и подвергают газовой стерилизации (оксидом этилена). Изделие стерильное. Качество изделия соответствует требованиям ТУ У 19117325.002-99



3. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Применяют при акушерско-гинекологических осмотрах и проведении гинекологических манипуляций.

Индивидуальная упаковка изделия раскрывается во время проведения манипуляций.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Индивидуальная непереносимость материалов.

Не применять при повреждении упаковки.

Применять только один раз.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1. Раскрыть потребительскую упаковку набора и извлечь пеленку гигиеническую и перчатки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. Пеленку гигиеническую поместить на гинекологическое кресло, потом одеть перчатки
3. Применять инструменты, входящие в состав наборов, в соответствии с эксплуатацией конкретного инструмента:

- зеркало вагинальное предназначенно для осмотра влагалища и шейки матки. Пальцами левой руки раздвигаются малые половые губы и зеркало правой рукой осторожно вводится во влагалище. После введения возведением рукояток (бранши) проводится его раскрытие и с помощью фиксатора фиксируются рукоятки. Проводятся осмотр и необходимые манипуляции. Вывод зеркала из влагалища осуществляется в обратном порядке.
- аппликатор ватный, предназначенный для взятия мазка по Папаниколау, вводится в уретру на глубину 2-4 см. Затем аппликатор медленно вынимают, осторожно вращая.
- ложка Фолькмана предназначена для забора материала с поверхности слизистой влагалища, цервикального канала и уретры. Мазок берется ложкой Фолькмана с заднего свода влагалища и в виде штриха наносится на предметное стекло обозначено буквой V (влагалище). Материал из уретры получают легким поскоблюванням и наносят на предметное стекло в виде кружочка и обозначают буквой - U.
- шпатель Эйра гинекологический предназначен для получения материала одновременно с поверхности шейки матки, с зева и нижній трети цервикального канала. Материал из уретры получают легким поскоблюванням получают соскоб, который наносят на предметное стекло в виде кружочка и обозначают буквой - U. Мазок из влагалища берется шпателем с заднего свода влагалища и в виде штриха наносится на предметное стекло обозначено буквой V (влагалище).
- щеточки гинекологические цервикальные «Cito» и «Cervex» предназначены для взятия образцов эндоцервикса с Т-зоны (зоны трансформации шейки матки) и внешней части шейки матки. Щеточку «Cito» вводят в цервикальный канал и делают два полных оборота по часовой и против часовой стрелки. Конус щеточки «Cervex» осторожно направляется в цервикальный канал. После введения в него конуса, другая часть щеточки прижимается к поверхности эктоцервикса и долаються 5 полных круговых вращений – три по часовой стрелке и два - против часовой стрелки.
- спонж марлевый и пінцет предназначены для проведения манипуляций во время кольпоскопии.
- мазок / соскоб, полученный с помощью шпателя или щеточки перенести на обезжиренное предметное стекло. Мазки / соскоб зафиксировать путем высушивания на воздухе.

4. Использованные инструменты, подкладные пеленки, бахилы и печатки после дезинфекции подлежат утилизации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Не рекомендуется подвергать изделие длительном воздействии критических температур (более + 40°С и меньше, чем +5) и избыточном давлении.

7. МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Наборы гинекологические подвергают радиационному методу стерилизации (удельная доза ионизирующего излучения и валидация производства согласно ДСТУ EN ISO 11137) или газовым методом (оксидом этилена) стерилизации (валидация производства согласно ДСТУ EN ISO 11135).

8. ХРАНЕНИЕ.

Гарантийный срок хранения :

- в стерильном исполнении:

о стерилизованных оксидом этилена - 5 (пять) лет с даты стерилизации;

о стерилизованных радиационным методом - 5 (пять) лет с даты стерилизации;

Не использовать после истечения срока хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru