NINGBO XINGYA RUBBER&PLASTIC CO.,LTD
NO. 136 SOUTH MEILIN RD, NINGHAI, NINGBO P.R.CHINA (Китай).

INSTRUCTION FOR USE OF
Bromobutyl Rubber Stopper for Injection,
Specification: 20-A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пробки из бромбутилкаучука для инъекций,
спецификация: 20-A

Bromobutyl Rubber Stopper for Injection, Specification: 20-A confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (Halogenated Butyl Rubber Stopper for Injectable Sterile powder - YBB00052005-2005).

Пробка из бромбутилкаучука для инъекций, спецификация: 20-A соответствуют требованиям Китайской фармакопеи (Галогенизированная бутилкаучуковая пробка для инъекции стерильного порошка - YBB00052005-2005).

Purpose of use
Bromobutyl Rubber Stoppers for Injection, Specification: 20-A are used of seal of glass vials.

Назначение
Пробки из бромбутилкаучука для инъекций, спецификация: 20-A используется для герметизации стеклянных флаконов.

Composition
Bromobutyl rubber -Bromine isobutylene and styrene isoprene co-polymers (CAS NO:68441-14-5), calcined kaolin(CAS NO:8047-76-5), active magnesium oxide(CAS: 1309-48-4), titanium dioxide (CAS NO:13463-67-7) , Carton black (CAS NO: 1333-86-4).

Состав
Бромбутилкаучук - сополимеры изобутилена брома и стирола изопрена (CAS NO: 68441-14-5), кальцинированный каолин (CAS NO: 8047-76-5), активный оксид магния (CAS: 1309-48-4), диоксид титана (№ CAS: 13463-67-7) , Черный картон (№ CAS: 1333-86-4).

Packaging
Bromobutyl Rubber Stoppers for Injection, Specification: 20-A are packed in two-layer bags (polyethylene/polyethylene) in carton box with label.

Упаковка
Пробки из бромбутилкаучука для инъекций, спецификация: 20-A упаковываются в двухслойные пакеты (полиэтилен/полиэтилен) в картонную коробку с этикеткой.

Operating conditions
Open the first and second (polyethylene) layers of bags before use, and then wash and sterilized the rubber stoppers in clean room. Then you can use them.

Условия эксплуатации
Перед использованием откройте первый и второй (полиэтиленовые) слои пакетов, а затем промойте и простерилизуйте резиновые пробки в чистой комнате. Тогда вы сможете их использовать.

Maintenance and repair
Bromobutyl Rubber Stoppers for Injection, Specification: 20-A are not subjects to maintenance and repair.

Техническое обслуживание и ремонт
Пробки из бромбутилкаучука для инъекций, спецификация: 20-A не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Storage
Store in a dry place at temperature not more than 30°C.

Хранение
Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 ° C.

Shelf life
5 years.

Срок годности
5 лет.

宁波兴亚橡塑有限公司
NINGBO HINGYA RUBBER&PLASTIC CO.,LTD.
27.01.2021

NINGBO XINGYA RUBBER&PLASTIC CO., LTD
Director Chen WeiGuan

Борисовский завод для нормативных документов лекарственных препаратов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru