**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**

**МАРИМЕР**
**Стерильный изотонический раствор морской воды**
**Ежедневная гигиена носа**

**МАРИМЕР**, натуральный продукт, представляет собой физиологический раствор морской воды. Естественно богат минеральными солями и морскими микроэлементами, **МАРИМЕР** рекомендован для младенцев, детей и взрослых для ежедневного очищения носовых ходов, особенно в случае сухого или затруднённого носового дыхания.
Хорошая гигиена носа помогает защитить слизистые оболочки от внешнего воздействия (холодная погода, аллергия, сухой воздух, загрязнение и т.д.) и помогает носу обеспечивать его дыхательную функцию.

**Состав:**
100% разведённая морская вода стерильная и изотоническая.

**Презентация:**
Коробка на 10 разовых доз по 5 мл.

**Показания к применению:**
**МАРИМЕР** подходит для очень маленьких детей, для закапывания в нос или промывания:
- для ежедневного очищения носовых ходов,
- в случае забитых носовых ходов, чтобы способствовать выведению слизи,
- в качестве дополнения к лечению болезней уха, горла, носа.

**Доза:**
- для ежедневной гигиены: от 1 до 4 раз в сутки в каждую ноздрю.
- в случае забитых носовых ходов: от 4 до 6 раз в сутки в каждую ноздрю по необходимости, перед применением других местных препаратов.

**Инструкция по применению:**
Презентация и форма однодозного флакона делает применение простым и безопасным. Отделите однодозный флакон и откройте его, открутив крышку.
Для закапывания или промывания
- Сперва ребёнок должен высморкать нос, по одной ноздре за один раз.
- Рекомендуется уложить младенца, или разместить ребёнка в сидячем или стоячем положении, наклонив голову в одну сторону.
- Поместите наконечник в ноздрю и слегка нажмите на однодозный флакон.
- Повторите то же самое с другой ноздрёй.
- Поднимите голову, чтобы слизь могла вытечь, затем вытрите излишек.
- Нельзя сразу же после применения высмаркивать нос младенца, тем самым продлится действие препарата.

**Меры предосторожности при использовании:**
Для младенцев, следует закапывать препарат с минимальным давлением, чтобы не допустить любого риска заражения среднего уха.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Предупреждения:**
Однодозный флакон для однократного применения и для индивидуального использования.
Не использовать однодозный флакон, который открыт или повреждён, вследствие риска быстрого бактериального заражения.

**Условия хранения:**
Не использовать по истечении срока годности, чётко указанного на упаковке.



Лаборатории Жильбер
928, Авеню генерала де Голля
14200 г. Эрувиль-Сен-Клер
ФРАНЦИЯ

**Производственная площадка:**
Лаборатории Жильбер
Кэмбридж авеню, 14200
г. Эрувиль-Сен-Клер
ФРАНЦИЯ

CE
0459









**Год** (обозначение CE]: **<u>XXXX</u>**





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru