УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«Управляющая организация
«ФАРМЛЭНД»» -
управляющей организации
ООО «Медватфарм»
_____ Н.А.Баранов
«__» _____07_____ 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ СТБ 2144-2010: БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕЭЛАСТИЧНЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ (СТЕРИЛЬНЫЕ И НЕСТЕРИЛЬНЫЕ) СТБ 2144-2010 (ТО BY 590618205.005-2015)

Инженер-технолог
ООО «Медватфарм»
_____ Н.В.Ошурко
«_02_» _07_____2019г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Торговое название:

- Бинт медицинский неэластичный фиксирующий тканый
- Бинт медицинский неэластичный фиксирующий вязаный

Описание:

Бинт медицинский неэластичный фиксирующий тканый представляет собой ленту с неосыпающимся краем. Бинт медицинский неэластичный фиксирующий вязаный представляет собой ленту трикотажного плетения с неосыпающимся краем, ячеистой структуры.

Для стерилизации бинтов используется паровой метод.

Параметры продукции:

- ширина 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм;
- длина 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 7 м, 10 м..

Состав:

100% хлопчатобумажная пряжа.

Показания к применению:

Бинты медицинские неэластичные фиксирующие предназначены для применения в учреждениях здравоохранения

- при оказании медицинской помощи;
- при выполнении оперативных вмешательств;
- для остановки кровотечения;
- для фиксации переломов,

а также для использования в качестве перевязочных средств населением.

Противопоказания:

Нет.

Способ применения:

Для вскрытия бумажной упаковки стерильных бинтов необходимо потянуть за нитку. Разорвав бумажную упаковку использовать по назначению. Бинт является изделием однократного использования.

Условия хранения:

Упакованные бинты должны храниться в сухом, проветриваемом помещении, в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок годности:

Срок годности стерильных бинтов – пять лет с даты стерилизации.

Срок годности нестерильных бинтов – пять лет с даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Упаковка:

Бинты упакованы в пакеты из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен).

Бинты стерильные упакованы в два слоя бумаги. Для внутреннего слоя применяют бумагу обёрточную, для наружного слоя – пергамент растительный.

Допускается дополнительно упаковывать бинты стерильные в пакеты из полимерных материалов.

Открытые края пакетов укупоривают путём термосваривания.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Медватфарм»

Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького,91

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru