Общество с ограниченной ответственностью «Орто.Ник»
ООО «Орто.Ник»

ИНН: 7810043090 КПП 780201001
ОГРН 1057812894160
р/с 40702810180850000012 Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИК 044030704, к/с 30101810200000000704
194044, гор. Санкт-Петербург, ул.Гельсингфорсская, дом 3, литер Л, пом.1-Н, комн.125
e-mail: sales@ortonik.ru, тел./факс (812)6774647, http:// www.ortonik.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ ЗА ВКЛАДНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ СТОПЫ.

Инструкция по применению

Разместить в обуви (надеть) ортопедическое приспособления для стопы, согласно инструкции, размещенной на упаковке..

Рекомендации по уходу и хранению вкладных приспособлений с кожаным, или тканевым покрытием:

протирать влажной салфеткой с использованием мягких моющих средств; сушить вдали от нагревательных приборов; хранить в сухом и чистом месте; не подвергать изделие высокой температуре, влажности и пыли, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендации по уходу и хранению вкладных приспособлений из медицинского силикона и геля:
перед использованием обработать тальком промывать в теплом мыльном растворе протирать мягкой тканью сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей хранить изделие в сухом и чистом месте, предварительно обработав тальком (присыпкой) не подвергать изделие высокой температуре, влажности и пыли, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей

Генеральный директор Беззубов Н.Б.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru