УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ООО «Белпа-мед»
_____ Шендеров
25 апреля 2022г

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «БАНДАЖИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ» ТУ РБ 800007404.006-2002

Наименование изделия медицинского назначения:
«Бандажи эластичные для беременных»

Варианты исполнения изделия медицинского назначения:
1.Бандаж эластичный для беременных, модель 0307 (типоразмеры: 1, 2, 3).
2.Бандаж эластичный для беременных, модель 0601 (типоразмеры 1, 2, 3).

Назначение:
Бандажи предназначены для поддержки живота во время беременности, предохранения его от возможных растяжек. Бандажи могут быть использованы после беременности для поддержки мышц живота.

Потенциальные пользователи:
Пациенты во время беременности и в ранний послеродовой период.

Область применения:
Бандаж предназначен для применения в домашних условиях, а так же в учреждениях здравоохранения.

Показания к применению
1. Бандаж эластичный для беременных, модель 0307»:
- беременность во втором и третьем триместрах;
- ранний послеродовой период.
- наличие акушерских факторов риска (повторная, многоплодная беременность, большие размеры плода, многоводие, рубец на матке, предлежание или низкое расположение плаценты);
- боли в спине, в том числе связанные с нарушением осанки, деформациями и заболеваниями позвоночника;
- слабость мышц передней брюшной стенки и тазового дна, предрасположенность к стриям.

2. Бандаж эластичный для беременных, модель 0601:
- беременность во втором и третьем триместрах;
- ранний послеродовой период.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов сырья, местные воспалительные заболевания кожи, осложненное течение беременности.

Указания по подбору размера:
Сантиметровой лентой плотно, не утягивая измеряется окружность туловища сзади на уровне поясничного отдела, спереди перед животом. Согласно полученным результатам подобрать необходимый размер бандажа по таблица подбора размеров.

Размер изделия	Обхват бёдер, см
1	80-90
2	90-105
3	105-120

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru