# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по применению предназначена для ознакомления с конструкцией контейнеров пластмассовых однократного применения (далее - контейнеров) назначением, использованием, хранением, транспортированием и утилизацией.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Контейнеры предназначены для сбора, транспортировки и хранения биологического материала, а также иных твердых или жидких образцов при проведении исследований в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии, медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

## 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий контейнеры относятся к группе 2 по ГОСТ 20790.

3.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.3 Контейнеры изготавливаются полной вместимостью 60 мл и 120 мл. Контейнер состоит из стакана и завинчивающейся крышки.

3.4 Масса контейнера с крышкой вместимостью 60 мл - 8±0,2 г, масса контейнера с крышкой вместимостью 120 мл - 13±0,2 г.

3.5 Резьбовое соединение стакана и крышки герметично.

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки: контейнеры объемом___ мл ___ шт.; упаковка -1 шт.

## 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Порядок использования контейнеров определяется правилами проведения конкретных видов исследований. Применение контейнеров не требует специальной подготовки.

5.2 Контейнеры изготавливают в стерильном и нестерильном исполнении.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование контейнеров в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Для утилизации контейнеров используется сухая термическая утилизация: автоклавирование или сжигание в печах.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров требованиям ТУ BY 400063552.005-2016 при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования. Срок сохраняемости - 3 года с момента изготовления изделий.

## 9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае обнаружения дефектов контейнеров, а также некомплектности при их первичной проверке владелец контейнеров должен направить в адрес изготовителя следующие документы: дефектную ведомость, заявку на замену с указанием адреса и номера телефона.

## 10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

10.1 Контейнеры пластмассовые однократного применения 60 мл и 120 мл соответствуют техническим условиям ТУ BY 400063552.005-2016 и признаны годными для использования.

Штамп ОТК Подпись представителя ОТК Дата выпуска

Юридический адрес изготовителя:
Открытое акционерное общество «Медпласт» , 246051,
г. Гомель, ул. Объездная, 12, тел.: +375 (232) 23-52-21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru