Инструкция
по применению изделия медицинского назначения.

Наименование изделия медицинского назначения: очки корригирующие

Состав изделия: оправа очковая, линза очковая.

Наименование и (или) товарный знак организации -производителя: Открытое акционерное общество (ОАО «Завод «Оптик»).

Область применения: применяются в офтальмологии для коррекции зрения.

Сведения, необходимые пользователю для идентификации изделия медицинского назначения: упаковочный индивидуальный конверт или иная упаковка с информацией типа линзы. номинального диаметра, задней верхней рефракцией, межцентрового расстояния и датой изготовления.

Условия хранения: по группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150

Срок годности: 6 месяцев со дня приобретения изделия при правильной эксплуатации.

Изделие медицинского назначения многократного применения: очки корригирующие состоят из линз очковых бесцветных из неорганического стекла и требуют бережного отношения как ко всем стеклянным изделиям, должны храниться в специальных футлярах или коробках. Обслуживающий персонал при выполнении работ по вставке линз очковых в оправы должен иметь квалификацию оптика-механика по изготовлению очков корригирующих.Перед вставкой линз в очковую оправу следует проверить абсолютное значение номинальной величины задней вершинной рефракции на диоптриметре в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Вставка линз в оправу очковую производится по технологическому процессу (инструкции) эксплуатирующих организаций (салонов-магазинов, мастерских и т.д.) и инструкциями по эксплуатации обрабатывающего оборудования.

При отпуске пациенту(покупателю) готовых очков проверяют правильность их изготовления согласно рецепту, правильность расположения очков на лице пациента, расстояние от вершины роговицы до внутренней поверхности линзы, правильность прилегания носовых упоров и соответствие длинны заушника до изгиба антропологическим данным пациента (покупателя).

Организация-производитель: ОАО «Завод «Оптик»

Беларусь, 231300, Гродненская область ,г.Лида, ул.Машерова ,10

Очки корригирующие соответствуют требованиям СТБ ГОСТ Р 51193-99

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Изделие ОАО «Завод «Оптик» изготавливается с применением современных передовых технологии с целью обеспечения высокого качества. Мы максимально обеспечим Вас необходимой информацией и Вы получите любую консультацию, обратившись по адресу:

Республика Беларусь ,ОАО «Завод «Оптик»
231300 г.Лида, ул.Машерова,10
тел.+375(154)611245 +375(154)611225 +375(154)611076
e-mail:optic@mail.by

Директор ОАО «Завод «Оптик» Т.Ю.Головач

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru