rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
НАКИДКА МЕДИЦИНСКАЯ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Накидка предназначена для поддержания чистоты объектов и защиты одежды от загрязнений.
Рекомендовано для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается применять Накидку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Накидку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается находиться в Накидке в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Накидку.
Запрещается использовать Накидку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Накидку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Одеть Накидку поверх основной одежды. Расправить по всей ширине.
Закрепить фиксирующие завязки (кнопки или липучки) в области горловины.
Использовать по назначению.
Заменять Накидку следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Накидка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Накидка изготавливается различных размеров: длина, см.: от 100 до 200.
Способ фиксации Накидки с помощью завязок (липучек или кнопок).
Накидка может иметь капюшон.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Накидка должна храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0C до + 35^0C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Накидка должна быть защищена от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Накидку вблизи агрессивных химикатов. Накидка может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Накидки требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Накидок – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Накидок – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Накидки после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Накидки медицинской одноразовой, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Бахилы предназначены для использования в гигиенических целях в качестве чехлов, закрывающих обувь с целью защиты от распространения грязи и переноса инфекции.
Рекомендованы для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается применять Бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Бахилы с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Бахилы при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается нахождение в Бахилах в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненные Бахилы.
Запрещается использовать Бахилы с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Бахилы из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Расправить Бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части обуви.
Использовать по назначению.
Заменять Бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений Бахил.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бахилы выпускаются в стерильном и нестерильном исполнении.
Бахилы изготавливаются различных размеров: длина, см.: от 22 до 50; ширина, см.: от 10 до 20.
По типу поверхности Бахилы могут быть текстурированные или гладкие.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Бахилы должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 35^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Бахилы должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Бахилы вблизи агрессивных химикатов. Бахилы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Бахил требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Бахил – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Бахил – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Бахил после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Бахил медицинских одноразовых, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
НАРУКАВНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Нарукавники используются для дополнительной защиты рук (предплечья), одежды, от соприкосновения с физиологическими жидкостями, водой и другими нетоксичными загрязнениями.
Рекомендованы для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Нарукавники, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Нарукавники при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Нарукавники в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, Нарукавники, загрязненные физиологическими жидкостями или другими веществами.
Запрещается использовать Нарукавники с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется применять совместно с одноразовыми перчатками.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Нарукавники из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Надеть на руки поверх основной одежды или без нее.
Расправить Нарукавники и удобно разместить фиксирующие резинки или завязки.
Использовать по назначению.
Заменять Нарукавники следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нарукавники выпускаются в стерильном и нестерильном исполнении.
Нарукавники изготавливаются различных размеров: длина, см.: от 35 до 50; ширина, см.: от 15 до 30.
Способ фиксации верхнего и нижнего края Нарукавников с помощью тесьмы или резинки.
Нарукавники могут быть ламинированные.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Нарукавники должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 35^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Нарукавники должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Нарукавники вблизи агрессивных химикатов. Нарукавники могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Нарукавников требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Нарукавников – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Нарукавников – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Нарукавников после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Нарукавников медицинских одноразовых, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Халат предназначен для поддержания чистоты объектов и защиты одежды от загрязнений.
Рекомендован для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Халат, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Халат при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается находиться в Халате в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненный Халат.
Запрещается использовать Халат с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Халат из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Одеть Халат поверх основной одежды. Расправить по всей ширине.
Закрепить фиксирующие завязки (кнопки или липучки).
Использовать по назначению.
Заменять Халат следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Халат выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Халат изготавливается различных размеров: длина, см.: от 100 до 200.
Способ фиксации Халата с помощью завязок (липучек или кнопок), на запах.
Халат может иметь отложной воротник.
Халат может быть ламинированный.
Край рукав Халата может иметь манжету, резинку или тесьму.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Халат должен храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 35^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Халат должен быть защищен от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Халат вблизи агрессивных химикатов. Халат может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Халата требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Халатов – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Халатов – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Халата после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Халата медицинского одноразового, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
ШАПОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ тип «Берет»
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Шапочка предназначена для защиты рабочей зоны от попадания волос, а также для защиты кожи головы и волос от воздействия окружающих негативных факторов.
Рекомендована для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается применять Шапочку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Шапочку с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Шапочку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Шапочку в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Шапочку.
Запрещается использовать Шапочку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Шапочку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Надеть на голову, чтобы Шапочка закрывала полностью волосы.
Расправить Шапочку для удобства.
Использовать по назначению.
Заменять Шапочку следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шапочка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Шапочка имеет плоский круглый вид.
Шапочка изготавливается различных размеров: диаметр, см.: до 50.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Шапочка должна храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 35^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Шапочка должны быть защищена от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Шапочку вблизи агрессивных химикатов. Шапочка может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Шапочек требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Шапочек – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Шапочек – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Шапочек после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Шапочек медицинских одноразовых, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022
ШАПОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ тип «Шарлотта»
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.
Шапочка предназначена для защиты рабочей зоны от попадания волос, а также для защиты кожи головы и волос от воздействия окружающих негативных факторов.
Рекомендована для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается применять Шапочку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Шапочку с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Шапочку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Шапочку в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Шапочку.
Запрещается использовать Шапочку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Шапочку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Раскрыть гофрированную полоску (гармошку) пальцами.
Надеть на голову, чтобы Шапочка закрывала полностью волосы.
Расправить Шапочку для удобства.
Использовать по назначению.
Заменять Шапочку следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шапочка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Шапочка сложена зиг – заг образна; резинка собрана в складки;
Шапочка изготавливается различных размеров: диаметр, см.: до 50;
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Шапочка должна храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 35^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Шапочка должны быть защищена от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Шапочку вблизи агрессивных химикатов. Шапочка может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Шапочки требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Шапочек – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Шапочек – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Шапочек после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Шапочек медицинских одноразовых, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru