7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий ТУ РБ 14442919.007-97 изм. 5 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня продажи.

7.3 Гарантийный срок хранения - 12 мес. с даты изготовления.

7.4 В случае неисправности кушетки в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при ее первичной приемке владелец кушетки должен направить в адрес изготовителя заявку на ремонт (замену) с указанием адреса.

Адрес изготовителя:
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7, ОАО "ГКБ "Луч"
Тел. Факс: (0232) 43-51-71
Эл. почта: gkb@gomelluch.by

7.5 Кушетка физиотерапевтическая М32-М2
№_____ продана

_____
наименование торгующей организации

_____
дата продажи

Штамп

_____
личная подпись

ОКП РБ 33.10.20.500

КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ М32-М2

Паспорт

АТА6.859.025 ПС

КОПИЯ ВЕРНА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Открытое акционерное общество
для служебных и производственных документов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Общие сведения

1.1 Кушетка физиотерапевтическая М32-М2 (далее - кушетка), предназначена для обеспечения опоры пациента.

1.2 Положение подушки кушетки регулируется от 8° до 25°. Для опускания подушки кушетки необходимо поднять подушку за ручку вверх до упора, затем опустить вниз.

1.3 Поверхности кушетки, имеющие при эксплуатации контакт, как с телом пациента, так и медицинского персонала, должны подвергаться дезинфекции средствами, предназначенными для этих целей и разрешенными Минздравом Республики Беларусь.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики кушетки следующие:

- материалы - пиломатериалы из древесины (окрашенный массив), пенополиуретан, винилискожа;
- нормальная нагрузка не более 150 кг;
- масса не более 40 кг;
- габаритные размеры кушетки не более 2090 х 690 х 600 мм.

2.2 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°С;
- относительная влажность до 80 % при температуре 25°С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность кушетки должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.
1.Кушетка физиотерапевтическая М32-М2	АТА6.859.025	1
2. Паспорт	АТА6.859.025 ПС	1
3. Комплект принадлежностей и материалов в составе: - пленка полиэтиленовая М, полотно, 0,300 х 1000, высший сорт ГОСТ 10354-82		2500 мм
Примечания 1. Кушетка транспортируется со снятыми ножками (4 шт), крепежные детали которых расположены в штатных местах кушетки. 2. Комплект принадлежностей и материалов поставляется по отдельному договору.		

4 Указания мер безопасности

4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ НА КУШЕТКЕ ПАЦИЕНТА, МАССА КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ 150 кг.

5 Правила транспортирования и хранения

5.1 кушетка должна транспортироваться автомобильным и железодорожным транспортом вкрытых транспортных средствах, а также в контейнерах при температуре от минус 25 до плюс 40°С.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.2 Кушетка должна храниться в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

6 Свидетельство о приемке

6.1 Кушетка физиотерапевтическая М32-М2 №_____ соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 14442919.007-97 изм. 5 и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

Штамп ОТК _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число



8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий ТУ РБ 14442919.007-97 изм. 5 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня продажи.

8.3 Гарантийный срок хранения - 12 мес. с даты изготовления.

8.4 Средний срок эксплуатации - 8 лет

8.5 В случае отказа кушетки или неисправности ее в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при ее первичной приемке владелец кушетки должен направить в адрес изготовителя заявку на ремонт (замену) с указанием адреса.

Адрес изготовителя:
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7, ОАО "ГКБ "Луч"
Тел. Факс: (0232) 50-38-84
Эл. почта: market@gomelluch.by

8.6 Кушетка кардиографическая М32-М1
№_____ продана

_____
наименование торгующей организации

_____
дата продажи

Штамп

_____
личная подпись

ОКП РБ 32.50.30.500

КУШЕТКА КАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ М32-М1

Паспорт

АТА6.859.024 ПС



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Общие сведения

1.1 Кушетка кардиографическая М32-М1 (далее - кушетка), предназначена для обеспечения опоры пациента при снятии у него электрокардиограммы в состоянии покоя.

1.2 Изделие имеет возможность регулировки угла наклона подушки с изменением размера высоты от 600 до 707 мм.

1.3 Поверхности кушетки, имеющие при эксплуатации контакт, как с телом пациента, так и медицинского персонала, должны подвергаться дезинфекции средствами, предназначенными для этих целей и разрешенными Минздравом Республики Беларусь.

1.4 Сведения о содержании драгоценных металлов:
- серебро - 1,241804 г.

1.5 Сведения о содержании цветных металлов:
- алюминий и алюминиевые сплавы - 3,0 г;
- медь и медные сплавы - 92,0 г.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики кушетки следующие:
- материалы - пиломатериалы из древесины (окрашенный массив), пенополиуретан, винилискожа;
- ход подвижных опор (электродов) - 380 мм;
- нормальная нагрузка не более 150 кг;
- масса не более 45 кг;
- габаритные размеры кушетки не более 2090 х 690 х 600 мм.

2.2 Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°С;
- относительная влажность до 80 % при температуре 25°С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность кушетки должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.
1.Кушетка кардиографическая М32-М1	АТА6.859.024	1
2. Паспорт	АТА6.859.024 ПС	1
3. Комплект принадлежностей и материалов в составе: - пленка полиэтиленовая М, полотно, 0,300 х 1000, высший сорт ГОСТ 10354-82		2500 мм
Примечания 1. Кушетка транспортируется со снятыми ножками (4 шт), крепежные детали которых расположены в штатных местах кушетки. 2. Комплект принадлежностей и материалов поставляется по отдельному договору		

4 Указания мер безопасности


4.1 **Запрещается располагать на кушетке пациента, масса которого превышает 150 кг.**

4.2 При совместной работе кушетки с электрокардиографом безопасность пациента обеспечивается конструкцией электрокардиографа.

4.3 Запрещается подключение кушетки к другим электроприборам, предназначенным для снятия электрокардиограмм

5 Заметки по эксплуатации

5.1 Клеммная колодка для подключения ЭКГ к электродам, находящаяся у изголовья кушетки снизу:



6 Правила транспортирования и хранения

6.1 кушетка должна транспортироваться автомобильным и железодорожным транспортом в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах при температуре от минус 25 до плюс 40°С.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 Кушетка должна храниться в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Кушетка кардиографическая М32-М1 №_____ соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 14442919.007-97 изм. 5 и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

Штамп ОТК

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

КОПИЯ ВЕРНА