www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

ОТРЕЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ТУ BY 790762789.002–2018 Изм.1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Отрезы применяются в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.
Отрезы предназначены для изготовления операционно-перевязочных средств: салфеток, шариков, турунд, а также ватно-марлевых повязок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку. Извлечь Отрез из упаковки.
Использовать по назначению как готовое операционно-перевязочное изделие в виде салфеток, шариков, турунд, а также ватно-марлевых повязок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отрезы выпускаются в вариантах исполнения:
- Отрезы медицинские нестерильные;
- Отрезы медицинские нестерильные с рентгеноконтрастной нитью;

Отрезы изготавливаются однослойными или многослойными;
Размеры отрезов: 1м х 84см; 2м х 84см; 3м х 84 см; 5м х 84см; 7м х 84см; 8м х 84см; 10м х 84см; 15м х 84см; 20м х 84см; 25м х 84см; 50м х 84см; 100м х 84см; 200м х 84см; 500м х 84см; 800м х 84см; 1000м х 84см; 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 7м х 90см; 8м х 90см; 10м х 90см; 15м х 90см; 20м х 90см; 25м х 90см; 50м х 90см; 100м х 90см; 200м х 90см; 500м х 90см; 800м х 90см; 1000м х 90см; 1м х 105см; 2м х 105см; 3м х 105см; 5м х 105см; 7м х 105см; 8м х 105см; 10м х 105см; 15м х 105см; 20м х 105см; 25м х 105см; 50м х 105см; 100м х 105см; 200м х 105см; 500м х 105см; 800м х 105см; 1000м х 105см; 1м х 120см; 2м х 120см; 3м х 120см; 5м х 120см; 7м х 120см; 8м х 120см; 10м х 120см; 15м х 120см; 20м х 120см; 25м х120см; 50м х 120см; 100м х 120см; 200м х 120см; 500м х 120см; 800м х 120см; 1000м х 120см; 1м х 160см; 2м х 160см; 3м х 160см; 5м х 160см; 7м х 160см; 8м х 160см; 10м х 160см; 15м х 160см; 20м х 160см; 25м х 160см; 50м х 160см; 100м х 160см; 200м х 160см; 500м х 160см; 800м х 160см; 1000м х 160см.
Для изготовления Отрезов применяется:
- марля хлопчатобумажная или нетканый материал;

Отрезы не должны содержать загрязненных участков, посторонних включений и других внешних дефектов.
Края упаковки сварены, или запаяны, или заклеены.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Отрезы должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 30^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Отрезы должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Отрезы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Отрезов требованиям ТУ BY 790762789.002–2018 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Срок годности Отрезов медицинских – 6 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Отрезов после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Отрезов медицинских нестерильных, изготовленных по ТУ BY 790762789.002–2018 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru