WENZHOU DONGTIAN GLASSES MANUFACTURING CO.,LTD.

Address: No.16 JUGAO ROAD, JUGUANG GARDEN, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Fax No: 0086577-86064888.

Инструкция по применению и эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ: Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами*:* металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые коллекции Neolook; Neolook Glamour (NG); Neolook Sun; Neolook Glamour Sun; Elfspirit (Elf); Elfspirit Sun; Genex; Genex Sun; Juniorlook (JL); Juniorlook Sun; Babylook (BL); Babylook Sun

варианты исполнения:

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические ободковые с жесткими металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков металлическая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические ободковые с эластичными металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков металлическая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами пластмассовые ободковые с жесткими пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков пластмассовая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: пластмассовые ободковые с эластичными пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). : В составе: оправа корригирующих очков пластмассовая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: комбинированные ободковые с жесткими пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков комбинированная – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: комбинированные ободковые с эластичными пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков комбинированная – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: комбинированные ободковые с жесткими металлические заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков комбинированная – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: комбинированные ободковые с эластичными металлические заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков комбинированная – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические полуободковые с жесткими металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков полуободковая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт, леска – 2 шт., лента для вставки – 1 шт., шаблон – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические полуободковые с эластичными металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков полуободковая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт, леска – 2 шт., лента для вставки – 1 шт., шаблон – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические полуободковые с жесткими пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков полуободковая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт, леска – 2 шт., лента для вставки – 1 шт., шаблон – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: металлические полуободковые с эластичными пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков полуободковая – 1 шт., фальшлинзы - 2 шт, леска – 2 шт., лента для вставки – 1 шт., шаблон – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: безободковые с жесткими металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков безободковая – 1 шт., фальшлинзы- 2 шт., штифт – 2 шт., шаблон– 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: безообободковые с эластичными металлическими заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков безободковая – 1 шт., фальшлинзы- 2 шт., штифт – 2 шт., шаблон– 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: безободковые с жесткими пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков безободковая – 1 шт., фальшлинзы- 2 шт., штифт – 2 шт., шаблон– 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

-Оправы корригирующих очков со съемными фальшлинзами: безободковые с эластичными пластмассовыми заушниками (мужские, женские, унисекс, детские). В составе: оправа корригирующих очков безободковая – 1 шт., фальшлинзы- 2 шт., штифт – 2 шт., шаблон– 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Оправы корригирующих очков изготовлены в соответствии с основными требованиями Директивы ЕС 93/42/ЕЕС

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: При установке в оправу линз, применяются как очки корригирующие и позволяют зафиксировать линзы в правильном положении относительно глаз. Пригодны для использования при нормальных условиях без чрезмерной нагрузки. Время ношения оправ не ограничено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость коррекции зрения при ношении очков; невозможность коррекции зрения при ношении очков.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (правила эксплуатации):

- произведите визуальную проверку целостности изделия перед применением;
- не рекомендуется оставлять оправы на прямом солнечном свете при высоких температурах (например, на панели управления автомобилем);
- необходимо избегать падения оправы на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу;
- для хранения оправы необходимо использовать чехол или футляр, не допускается ношение оправы в карманах одежды или сумках во избежание появления царапин на покрытии и механических повреждений;
- надевать и снимать очки необходимо двумя руками — это предотвратит их деформацию;
- необходимо избегать ношения оправы во время сна;
-не допускается прикладывать к оправе значительные механические усилия;
- следует соблюдать осторожность при занятиях спортом и производстве работ, предполагающих резкие движения головой, наклоны, прыжки и удары.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЧИСТКИ: при загрязнении оправы необходимо промыть ее под струей теплой воды и аккуратно протереть сухой салфеткой; при необходимости допускается использование нейтральных мыльных растворов и специальных чистящих спреев.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК СЛУЖБЫ: Условия хранения: в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от + 5°С до + 50°С. Во время хранения не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров. Полный срок службы оправ – не менее трех лет при количестве качаний заушника не более 30000.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ООО "ЭЛЬФВИЖН", Республика Беларусь, 210002 Город Витебск, улица Максима Горького, дом 42, корп. 1, пом. 124, УНП: 391933463

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «ВЭНЬЧЖОУ ДОНГТЯНЬ ГЛАССЭС МЭНЮФЭКЧУРИНГ КО., ЛТД.», Китай, Провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, парк Дюйгуан, ул. Дюйгуан №16 /«Wenzhou Dongtian Glasses Manufacturing Co.,Ltd.», No.16 Jugao Road , Juguang Garden, Wenzhou, Zhejiang, China

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru